



# Racy mini

Hilfsmittelverzeichnis N° 18.50.03.1032  
 Grundpreis 1.999,- Euro

Aktiv-Rollstuhl, starrer Rahmen, mitwachsend, Nennlast max. 50 kg, inkl. 6 cm Abduktion, Rücken umklappbar, Rückenwinkel-Verstellung durch Raster 90°-130°, Rückenbespannung anpassbar, SitzFix oder Sitzbespannung, Standard-Kniehebelbremse, Luft- oder pannensichere Bereifung

Angebot

Bestellung

**Kommission:**  
 (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

\_\_\_\_\_

Vor- und Nachname

\_\_\_\_\_

Kostenträger

**Lieferadresse/Firmenstempel:**

\_\_\_\_\_

Sachbearbeiter





\_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift

**Rechnungsadresse:**

wie Lieferadresse

## Rahmen-Maße

Sitzbreite 10..	Sitztiefe 11..	Rückenhöhe 12..	Unterschenkel (USL)
<input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 22 <input type="radio"/> 24 <input type="radio"/> 26 <input type="radio"/> 28 	<input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 22 <input type="radio"/> 24 <input type="radio"/> 26 <input type="radio"/> 28 	<input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 30 <input type="radio"/> 35 	Unterschenkellänge _____ cm  Stärke des Sitzkissens _____ cm
<input type="radio"/> 30 cm MP 155,- €	<input type="radio"/> 30 cm MP 155,- €	<input type="radio"/> 40 cm MP 155,- €	

## Einstellung der Sitzhöhe (siehe Tabelle auf der Rückseite)


Position Antriebsräder	Sitzhöhe hinten	Sitzhöhe vorne	
Die Veränderung der Rad-Position in der Lochplatte bewirkt eine Änderung der hinteren Sitzhöhe um jeweils ± 2,5 cm	Bitte geben Sie hier die gewünschten Maße für die beiden Sitzhöhen an. (zur Orientierung siehe Tabelle Rückseite).	_____ cm	_____ cm
			Maximale USL = 33 cm bei 4"-Rädern  Bei Wunsch nach weiteren Sitzbreiten und -tiefen wählen Sie bitte das Modell Racy maxi.

## Farben

Lack-Varianten	Farben leicht metallisiert	Spezial-Farben
<input type="radio"/> glänzend 0,- € <input type="radio"/> Lackvariante matt (nur bei den metallisierten Farben möglich, nicht bei den Spezialfarben!) N° 1561 MP 42,- €	<input type="radio"/> Zinkgelb (02) <input type="radio"/> Chromgelb (06) <input type="radio"/> Orange (05) <input type="radio"/> Karminrot (04) <input type="radio"/> Bordeauxviolett (12) <input type="radio"/> Dunkelblau (16) <input type="radio"/> Verkehrsblau (08)	<input type="radio"/> Gelbgrün (09) <input type="radio"/> Dunkelgrün (15) <input type="radio"/> Cremeweiß (17) <input type="radio"/> Tiefschwarz (10) <input type="radio"/> girly pink (19)
		<b>starker Metallic-Effect:</b> <input type="radio"/> Silbermetallic (36) <input type="radio"/> Anthrazitmetallic (22)
		<b>Dormant Farben:</b> <input type="radio"/> fire red dormant (45) <input type="radio"/> Nightblue dormant (47)
		<b>Oberfläche rau strukturiert:</b> <input type="radio"/> Anthrazit rau (25) <input type="radio"/> Schwarz rau (27)

## Rahmen-Zubehör

Sicherheitsrad	Sicherheitsrad	Ankipp-Bügel	Stockhalter	Anbau möglich von
wegschwenkbar, gekröpft Montage <input type="radio"/> links <input type="radio"/> rechts <input type="radio"/> beidseitig N° 7202 98,- €/St	wegschwenkbar, gekröpft, als Lenkrolle für Sportaktivitäten Montage <input type="radio"/> links <input type="radio"/> rechts <input type="radio"/> beidseitig N° 7201 146,- €/P	Montage <input type="radio"/> links <input type="radio"/> rechts <input type="radio"/> beidseitig N° 7400 35,- €/St	Montage <input type="radio"/> links <input type="radio"/> rechts <input type="radio"/> beidseitig N° 7100 39,- €/St	s-max, e-fix E25 (ab SB 28 cm) e-motion scalamobil (ab SB 28 cm)
				der Anbau erfolgt über den jeweiligen Hersteller



## Messen und Anpassen

Die Löcher in der Lochplatte verändern die Sitzhöhe um jeweils  $\pm 25$  mm. Die Wahl der Lochreihe verändert die Sitzhöhe unwesentlich.

### Alle Angaben sind OHNE Sitzkissen gemessen!

Unsere Monteure richten sich bei Wahl einer kurzen oder langen Gabel jeweils nach Ihren Wunschaßen.

Bitte beachten Sie: Die Auswahlmöglichkeit der Sitzhöhen wird durch Verwendung eines Kleiderschutz-Seitenteils (N° 5004 und 5011) beeinträchtigt.

Alle Maßangaben  $\pm 5$  %

Alu-Gabel Kombination	Sitzhöhe vorne in cm		Sitzhöhe hinten in cm		max. USL ohne Kissen
	min.	max.	min.	max.	
20" x 4"	40,0 AG/k	44,0 AG/k	38,0 LP2	40,5 LP3	33,0 cm
20" x 5"	41,0 AG/k	44,0 AG/k	38,0 LP2	40,5 LP3	30,0 cm
20" x 5,5"	42,0 AG/k	44,5 AG/k	38,0 LP2	40,5 LP3	29,0 cm
20" x 6"	42,5 AG/k	44,0 AG/k	40,5 LP3	40,5 LP3	29,0 cm
22" x 4"	40,0 AG/k	45,0 AG/l	40,0 LP2	42,5 LP3	33,0 cm
22" x 5"	41,0 AG/k	46,0 AG/l	37,5 LP1	42,5 LP3	32,0 cm
22" x 5,5"	42,0 AG/k	45,5 AG/k/l	40,0 LP2	42,5 LP3	30,0 cm
22" x 6"	42,5 AG/k	46,0 AG/k/l	40,0 LP2	42,5 LP3	29,0 cm




Kunststoff- Gabel Kombination	Sitzhöhe vorne in cm		Sitzhöhe hinten in cm		max. USL ohne Kissen
	min.	max.	min.	max.	
20" x 4"	40,0 KG/k	42,0 KG/k	38,0 LP2	40,5 LP3	30,0 cm
20" x 5"	42,0 KG/l	44,5 KG/l	38,0 LP2	40,5 LP3	30,0 cm
20" x 5,5"	42,5 KG/l	42,5 KG/l	40,5 LP3	40,5 LP3	28,0 cm
20" x 6"	44,5 KG/k	44,5 KG/k	40,5 LP3	40,5 LP3	27,0 cm
22" x 4"	40,0 KG/k	42,0 KG/lk	37,5 LP1	40,0 LP2	30,0 cm
22" x 5"	42,0 KG/l	44,5 KG/l	40,0 LP2	42,5 LP3	30,0 cm
22" x 5,5"	42,5 KG/l	45,0 KG/l	40,0 LP2	42,5 LP3	29,0 cm
22" x 6"	44,5 KG/k	45,5 KG/l	42,5 LP3	42,5 LP3	27,0 cm

# Racy mini

## Räder und Greifringe, Trommelbremse

Räder (mit Steckachsen)	Räder (mit Trommelbremse)	Radgröße	Bereifung	Greifringe
<input type="checkbox"/> Standard-Rad  <b>N° 21..00 0,- €</b>	<input type="checkbox"/> Trommelbremse für Standard-Räder  <b>N° 22..00 MP 310,- €</b>	Größe <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22"  Radsturz <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 7°	luftbereift <input type="checkbox"/> 1" N° 20..11 <input type="checkbox"/> 1 3/8" N° 20..21 pannensicher <input type="checkbox"/> 1" N° 23..11 <input type="checkbox"/> 1 3/8" N° 23..21  <b>0,- €</b>	Nur für Standard-Räder. Für Profil-Räder nicht erforderlich!!! Montage <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/> hoch <input type="checkbox"/> stand. (nicht bei 20°) Material <input type="checkbox"/> Edelstahl (30..01) <input type="checkbox"/> Aluminium (30..02)
<input type="checkbox"/> Profil-Rad mit integriertem Greifring  <b>N° 21..40 0,- €</b>	<input type="checkbox"/> Trommelbremse für Profil-Räder  <b>N° 22..40 MP 310,- €</b>	<b>0,- €</b>	<input type="checkbox"/> 1" Maraton plus, Luft, mit pannensicherem Mantel  <b>N° 20..12 MP 54,- €/P</b>	<b>0,- €</b>

## Spezial-Greifringe und Greifringüberzüge



Maxgrepp-Greifr.	Greifring	Greifring-Überzug	Greifring-Überzug	Greifring-Überzug
<input type="checkbox"/> für Standard-Räder  	<input type="checkbox"/> für Standard-Räder PVC beschichtet, schwarz	<input type="checkbox"/> für Standard-Räder aus schwarzem Silikon	<input type="checkbox"/> für Profil-Räder aus schwarzem Silikon  	<input type="checkbox"/> für Profil-Räder Ergo-Greifringüberzug  
<b>N° 34.. MP 333,- €/P</b>	<b>N° 33.. MP 268,- €/P</b>	<b>N° 32.. MP 128,- €/P</b>	<b>N° 32..02 MP 148,- €/P</b>	<b>N° 32..01 MP 190,- €/P</b>

## Speichenschützer


Speichenschutz	Speichenschutz	ca. 250 Dekors von <a href="http://www.blueprince.de">www.blueprince.de</a>
<b>- Farbe</b> (für Räder wie oben)  <input type="checkbox"/> transparent (...00) <input type="checkbox"/> blue (...53) <input type="checkbox"/> red (...52) <input type="checkbox"/> yellow (...51) (18° nur transparent oder blueprince-Dekor)	<b>- Dekor</b> (für Räder wie oben)  <input type="checkbox"/> Bubbles (...11) <input type="checkbox"/> Dragon (...07) <input type="checkbox"/> Afrika (...08) <input type="checkbox"/> FlowerPower (...12) <input type="checkbox"/> Manta (...06) <input type="checkbox"/> Panda (...14) <input type="checkbox"/> Flag (...15)	Die Preise für Blueprince-Speichenschützer sind Netto-Preise und nicht rabattierfähig!!! Bitte tragen Sie hier das gewünschte Modell von blueprince ein.  _____ <input type="checkbox"/> nur Speichenschutz (wenn gewünscht, mit Namenszug)  _____ bitte Namenszug des Kindes eintragen <b>N° 25..25 NP 199,- €/P</b>
<b>N° 25.. 168,- €/P</b>	<b>N° 25.. 208,- €/P</b>	<input type="checkbox"/> Speichenschutz plus Folie für den Muldenrücken  <b>N° 25..26 NP 263,- €/P</b>

## Lenkräder, Gabeln und Zubehör

Bitte beachten Sie: bei bestimmten Kombinationen von Lenkradgrößen und USL kann es vorkommen, dass wir die Lenkradadapter mit Distanzstücken an den Rahmen montieren.

Lenkräder	Lenkräder	Lenkrad-Gabeln	Lenkrad-Zubehör	Lenkrad-Zubehör
Vollgummi schwarz <input type="checkbox"/> 4" (2835) (Alufelge) <input type="checkbox"/> 5" (2836) (Alufelge)  Vollgummi, grau <input type="checkbox"/> 4" (2804) <input type="checkbox"/> 5" schmal (2801) <input type="checkbox"/> 5" breit (2809) <input type="checkbox"/> 5,5" (2806) <input type="checkbox"/> 6" (2811)  luftbereift, grau <input type="checkbox"/> 6" (2808)	PU grau <input type="checkbox"/> 4" (2812) <input type="checkbox"/> 5" (2805) <input type="checkbox"/> 6" (2803)  PU mit Leuchtdioden <input type="checkbox"/> 4" (2820) <input type="checkbox"/> 5" (2834)  (Modelle siehe Rückseite)	<input type="checkbox"/> Alu-Gabel schwarz eloxiert   <b>N° 2826 0,- €</b>  <input type="checkbox"/> Kunststoff-Gabel, zum Schutz für Möbel etc.   <b>N° 2827 0,- €</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel mit Steckachse  <b>N° 2721 209,- €/P</b>  <input type="checkbox"/> Wechselsatz für Lenkrad-Steckachse (inkl. Lenkrad und Gabel)  für Radgröße: _____ "	<input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt  <b>N° 2851 149,- €/P</b>  <input type="checkbox"/> Verriegelung der Spurfixierung  <b>N° 2850 189,- €/P</b>
<b>0,- €</b>	<b>0,- €</b>	<b>N° 2830 248,- €/P</b>		

## Montage Greifringe



## Lenkräder


4 Zoll (100 mm)	Vollgummi	Vollgummi schwarz	PU	Skater mit LED	
Gewicht:	221 g	246 g	145 g	184 g	
Felge:	Kunststoff, NB 33 mm	Aluminium, NB 26 mm	Kunststoff, NB 35 mm	Kunststoff, NB 25 mm	
Bestell-N°:	2804	2835	2812	2820	
5 Zoll (125 mm)	Vollgummi schmal	Vollgummi schwarz	PU	Skater mit LED	Vollgummi breit
Gewicht:	373 g	307 g	203 g	262 g	438 g
Felge:	Kunststoff, NB 33 mm	Aluminium, NB 26 mm	Kunststoff, NB 35 mm	Kunststoff, NB 25 mm	Kunststoff, NB 46 mm
Bestell-N°:	2801	2836	2805	2834	2809
5,5 Zoll (140 mm) 6 Zoll (150 mm)	Vollgummi 5,5"	Vollgummi 6"	PU 6"	luftbereit 6"	
Gewicht:	539 g	558 g	257 g	278 g	
Felge:	Kunststoff, NB 44 mm	Kunststoff, NB 36 mm	Kunststoff, NB 38 mm	Kunststoff, NB 38 mm	
Bestell-N°:	2806	2811	2803	2808	

## Mulden-Rücken runde Form

Modell 1	Modell 2	Modell 3
gerade Oberkante, um 2 cm länger als der Rücken	gerade Oberkante, um 10 bzw. 20 cm länger als der Rücken	gewölbte Oberkante, um 5, 10 bzw. 15 cm länger als der Rücken

# Racy mini

## Sitz und Zubehör

SitzFix	Sitz-Verlängerung	Sitz-Bespannung	Sitz-Formteil	Bezug Stoff-N°
<input type="checkbox"/> aus Alu, steckbar 	<input type="checkbox"/> stufenlos um 4 cm  N° 191102 188,- € <input type="checkbox"/> Verriegelung für SitzFix, beidseitig unter dem Sitz N° 1920 196,- €/P	Farbe <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> marine <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> schwarz N° 1901 0,- € <input type="checkbox"/> ohne SitzFix oder Sitz-Bespannung N° 991901 ./.. 34,- €	<input type="checkbox"/> anatomisch geformt, mit leichter Abduktion, auf Aluplatte, (3 mm) Bezug, wechselbar SitzFix erforderlich! N° 891002 SR 449,- €	<input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 67 Betex <input type="checkbox"/> 75 (schwarz) <input type="checkbox"/> 76 (rot) <input type="checkbox"/> 77 (blau)

## Kissen (alle Bezüge sind mit Reißverschluss und wechselbar)

Schaumstoffart	Kissenstärke	Stoff-Muster	Weitere Bezüge	Inkontinenz-Schutz
<input type="checkbox"/> Verbundschaum für festen Sitzkomfort N° 80.. 88,- € <input type="checkbox"/> Relax-Kissen für mittel-weichen Sitzkomfort N° 81.. 120,- €	<input type="checkbox"/> 3 cm (...03..) <input type="checkbox"/> 5 cm (...05..)	Standard <input type="checkbox"/> schwarz (...01) Betex <input type="checkbox"/> schwarz (...03) <input type="checkbox"/> rot (...04) <input type="checkbox"/> blau (...05) Pneumolastik (...02) <input type="checkbox"/> quadra <input type="checkbox"/> bärchen <input type="checkbox"/> marine <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> multicolor	Zusätzliche Bezüge für Kissen wie links konfiguriert <input type="checkbox"/> 1 Bezug (...01) <input type="checkbox"/> 2 Bezüge (...02) N° 82.. 56,- €/St	für Kissen wie links konfiguriert Kissenstärke: <input type="checkbox"/> 3 cm (...03) <input type="checkbox"/> 5 cm (...05) N° 86.. 62,- €


## Rücken (im Winkel einstellbar)

Rückenwinkel
<input type="checkbox"/> Rücken nach vorne umlegbar und durch Raster von 90-130° im Winkel verstellbar Achtung Kippgefahr! Sicherheitsrad und Stabilisierungs-Stange erforderlich! N° 6122 0,- € <input type="checkbox"/> Stabilisierungs-Stange für eine höhere Stabilität des Rückens N° 6400 105,- €

Bespannung
anpassbar, Betex, Kissenstärke 3 cm <input type="checkbox"/> schwarz (...01) <input type="checkbox"/> rot (...02) <input type="checkbox"/> blau (...03) N° 6705.. 0,- €

## Schiebegriffe

Schiebegriff
<input type="checkbox"/> um 25 cm ausziehbar, gekröpft  N° 6506 236,- €

Einhand-Schiebegriff
<input type="checkbox"/> um 25 cm ausziehbar  N° 6602 228,- €

Schiebebügel
<input type="checkbox"/> um 20 cm ausziehbar, 205° winkelverstellbar ab SB 20 cm möglich  N° 6534 346,- €

## Mulden-Rücken (runde Form, siehe links)

Muldenrücken sind nur möglich mit ausziehbaren Schiebegriffen! Der Rücken kann an den Rückenrohren verriegelt werden. Die Preise verstehen sich ohne Rückenkissen!

Modell 1	Modell 2	Modell 3	Kissen	Rücken-Formteil
RH+2 cm, Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...15) <input type="checkbox"/> 30 mm (...30) <input type="checkbox"/> 50 mm (...50) N° 6991.. 299,- €	RH +10 cm Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...15) <input type="checkbox"/> 30 mm (...30) <input type="checkbox"/> 50 mm (...50) N° 6993.. 369,- € RH + 20 cm Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...15) <input type="checkbox"/> 30 mm (...30) <input type="checkbox"/> 50 mm (...50) N° 6994.. 369,- €	RH+5 cm Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...15) <input type="checkbox"/> 30 mm (...30) <input type="checkbox"/> 50 mm (...50) N° 6997.. 369,- € RH+10 cm Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...15) <input type="checkbox"/> 30 mm (...30) <input type="checkbox"/> 50 mm (...50) N° 6995.. 369,- € RH+15 cm Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...15) <input type="checkbox"/> 30 mm (...30) <input type="checkbox"/> 50 mm (...50) N° 6996.. 369,- €	für Muldenrücken, 3 cm dick, mit Reißverschluss Bezug Standard <input type="checkbox"/> schwarz N° 8515 98,- € Bezug Pneumo mit Klett: <input type="checkbox"/> quadra <input type="checkbox"/> bärchen <input type="checkbox"/> marine <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> multicolor N° 8575 109,- €	anatomisch geformt auf Alublech (1 mm), inkl. Bezug, wechselbar. Muldentiefe <input type="checkbox"/> 30 mm (...04) <input type="checkbox"/> 50 mm (...06) Bezug Stoff-N° <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 67 Bezug Betex-N° <input type="checkbox"/> 75 (schwarz) <input type="checkbox"/> 76 (rot) <input type="checkbox"/> 77 (blau) Muldenrücken erforderlich! N° 8911.. SR 249,- €

## Beinstützen (inkl. Wadenband, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar) und Zubehör

Beinstütze	Beinstütze	Fersenhalter
<input type="checkbox"/> durchgehend  N° 4024 308,- €	<input type="checkbox"/> wie N° 4024, nach hinten hochklappbar  N° 4007 358,- €	Selbstmontage, schwarz <input type="checkbox"/> Größe 1 (...01) 7x11,5 cm <input type="checkbox"/> Größe 2 (...02) 9x12,5 cm N° 4020.. 42,- €/P

## rehaKIND Positionen zur Kinder-Reha:

Die optimale Versorgung behinderter Kinder ist kein Luxus für unsere Gesellschaft, sondern eine moralische Selbstverständlichkeit!

Es ist moralisch-ethisch verwerflich, an der optimalen Versorgung behinderter Kinder zu sparen, ihnen und ihren Eltern Hilfsmittel vorzuenthalten oder durch Kürzungen im kleinstelligen Eurobereich die maximale Hilfe der Gesellschaft vorzuenthalten.

### Sparen an der Kinder-Reha lohnt nicht!

In Deutschland müssen jährlich ca. 9000 behinderte Kinder mit Hilfsmitteln versorgt werden. Das hierfür benötigte Budget beträgt nur 0,17 Prozent der gesamten Gesundheitskosten. Selbst Einsparungen in einer Größenordnung von 10 oder sogar 20 Prozent führen hier nicht zu nennenswerten Ergebnissen. Vielmehr spart ein gut versorgtes Kind langfristig Reha-Kosten – mehr Selbstständigkeit, weniger Pflegeaufwand!

### Kinder sind unser wertvollstes Gut – alle Kinder!

Niemand hat sich ein Leben mit Behinderung selbst gewählt, die Eltern haben sich aber für ihre Kinder mit Handicap entschieden. Den Familien muss der Alltag erleichtert werden durch Hilfsmittel, die dem Ausgleich nicht vorhandener Körperfunktionen und der Integration dienen. Frühzeitige sach- und fachgerechte Unterstützung durch die optimalen Hilfsmittel und Therapien bietet die einzige Möglichkeit, behinderte Kinder für ein selbstbewusstes, selbstständiges Leben zu rüsten!

### Individualität wird großgeschrieben!

Immer ist es das einzelne, unverwechselbare Kind, das behandelt und versorgt werden muss. Es hat seine spezifische eigene Behinderung und zeigt seine ganz persönlichen Einschränkungen. Somit muss für dieses Kind das passende Hilfsmittel gefunden werden, das durch kein anderes (etwa: Weil ein ähnliches Hilfsmittel preiswerter oder ein gebrauchtes Hilfsmittel zur Verfügung steht) ersetzt werden kann. Unsachgemäße Anpassung von Hilfsmitteln führt zu volkswirtschaftlich hohen Folgekosten, die leicht zu vermeiden wären!

### Hilfsmittel dürfen nicht behindern...

Gerade Kinder benötigen aufgrund ihres während des Wachstums extrem formbaren Körpers individuell angepasste Hilfsmittel um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Deshalb kann ein Wiedereinsatz von gebrauchten Hilfsmitteln sehr fragwürdig sein. Oft ist die Versorgung mit einem neuen Hilfsmittel wirtschaftlicher als der aufwändige Umbau eines alten Hilfsmittels aus einem Wiedereinsatzlager – und auch psychologisch sinnvoller: Schließlich sollen die Hilfsmittel zur Integration beitragen und nicht eine Ausgrenzung fördern!

### Kinder brauchen interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die optimale Hilfsmittelversorgung geschieht immer in Absprache mit Eltern, Therapeuten und auf ärztliche Verordnung hin und kann niemals beliebig ausgetauscht werden. Fallpauschalisierte Versorgungsformen, Kontingentkäufe und Ausschreibungen als scheinbares Mittel der Kostendämpfung in der Kinder-Reha stehen im Gegensatz zur Einzigartigkeit der Kinderversorgung!







### Kontakt/Informationen:


rehaKIND - Internationale Fördergemeinschaft Kinder- und Jugend-Rehabilitation e.V.  
Geschäftsstelle, Christiana Hennemann, Heinrichstrasse 51, 44536 Lünen  
Fon: 0231 9860-459, Fax: 0231 9860-455, E-Mail: [info@rehakind.com](mailto:info@rehakind.com), [www.rehakind.com](http://www.rehakind.com)

# Racy mini

## Seitenteile und Zubehör

<b>Alu-Seitenteil</b> O 18 cm hoch, angeschraubt 	<b>Armpolster</b> O 25 cm, für N° 4535 	<b>Kleiderschutz-Seitenteil</b> O angeschraubt N° 5201-3 nicht möglich 	<b>Armpolster</b> O 24 cm, für N° 5006 	<b>Radschutz Kunststoff</b> O groß, am Seitenteil verschraubt, schwarz <b>N° 5201 175,- €/P</b> O klein, am Seitenteil verschraubt, schwarz <b>N° 5202 165,- €/P</b> O klein, Selbstmontage schwarz <b>N° 5203 135,- €/P</b>
<b>N° 4535 148,- €/P</b>	<b>N° 452208 98,- €/P</b>	<b>N° 5006 178,- €/P</b>	<b>N° 460005 98,- €/P</b>	

## Kniehebelbremsen

<b>Kniehebelbremse</b> O Standard, eloxiert 	<b>Kniehebelbremse</b> O gebremst/ungebremst verriegelbar, schwarz <b>N° 3513 118,- €/P</b>	<b>Kniehebelbremse</b> O vom Begleiter fest stellbar, schwarz mit Einhand-Bedienung Montage O links (.01) O rechts (.02) <b>N° 3508.. 286,- €/P</b>	<b>Verlängerung</b> O 6 cm gerade mit Kappe <b>N° 3510 38,- €/P</b> gerade, 6 cm O mit Kugelknopf O mit Golfball <b>N° 3512 54,- €/P</b>	<b>Verlängerung</b> O 12 cm gekröpft mit Kappe <b>N° 3515 48,- €/P</b> gekröpft, 12 cm O mit Kugelknopf O mit Golfball <b>N° 3516 64,- €/P</b>
<b>N° 3525 0,- €</b>				

## Bremshebelverlängerung

## Kopfstützen mit Kugelgelenk (Stabilisierungs-Stange erforderlich!)

<b>Kopfstütze Größe 1</b> O Größe 1, muschelförmig 	<b>Kopfstütze Größe 2</b> O Größe 2 bogenförmig 	<b>Kopfstütze Größe 3</b> O Größe 3 bogenförmig 	<b>Seitenpelotte</b> O inkl. Halter, für festen Rücken <b>N° 6851 216,- €/P</b> O nur Halter <b>N° 685101 122,- €/P</b>	<b>Seitenpelotte</b> O abklappbar, bis max. 30 kg belastbar, ab RH 30 cm 
<b>N° 686015 260,- €</b>	<b>N° 686016 260,- €</b>	<b>N° 686017 260,- €</b>		<b>N° 6852 310,- €/P</b>

## Seitenpelotten

## Abduktionskeile (unter den SitzFix montiert, inkl. Halter und Polster)

<b>Abduktionskeil</b> O Größe S 94 x 65 x 90 mm (L x B x H) <b>N° 1952 186,- €</b>	<b>Abduktionskeil</b> O Größe M 110 x 82 x 95 mm (L x B x H) <b>N° 1953 186,- €</b>	<b>Abduktionskeil</b> O Größe L 125 x 90 x 100 mm (L x B x H) <b>N° 1954 186,- €</b>	<b>Abduktionskeil</b> O Halter (ohne Polster) <b>N° 1951 135,- €</b>
---	--	---	--

## Sonstiges Zubehör

<b>Design-Räder</b> Leichtlaufrad, super leicht und sportlich Größe O 20" O 22" <b>N° 21..76 MP 210,- €/P</b>	<b>Doppelgreifring</b> ab SB 26 inkl. transparentem Speichenschutz Montage O links O rechts <b>N° 2614 875,- €</b> O Greifring für die Gegenseite <b>N° 261435 136,- €</b>	<b>Doppelgreifring</b> ab SB 26 mit Trommelbremse kombinierbar, inkl. transparentem Speichenschutz Montage O links O rechts <b>N° 2615 1.029,- €</b>	<b>Greifring</b> O für Einhandantrieb, Doppelgreifring innen und außen, PVC beschichtet, schwarz <b>N° 262402 278,- €</b> O Greifring für die Gegenseite, PVC beschichtet <b>N° 262401 159,- €</b>	<b>Einhängetasche</b> O am Rückrohr, Nylon, schwarz andere Farbe: _____ <b>N° 9800 74,- €</b> Beckengurt O mit Klettverschluss und Schloss Bauchumfang: _____cm <b>N° 7800 83,- €</b>
---	--	--	--	--

Wenn Sie persönliche Beratung wünschen oder Fragen haben, stehen Ihnen unsere zertifizierten Reha-Fachberater gerne zur Verfügung. Suchen Sie bitte nach Ihrer Postleitzahl den für Sie zuständigen Reha-Fachberater aus und vereinbaren Sie einen Termin.

## Alexander Rey

10-31 / 37-39

+49-175-2092944

rey@sorgrollstuhltechnik.de

## Markus Brehm

32-36 / 40-54 / 56-59

+49-160-8024649

brehm@sorgrollstuhltechnik.de

## Bruno Handgrätinger

55 / 60-79 / 87-89

+49-170-9382887

hg@sorgrollstuhltechnik.de

## Oliver Markuszewski

0 / 80-86 / 90-99

+49-170-4548479

markuszewski@sorgrollstuhltechnik.de

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### 1. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

### 2. Zahlungsbedingungen

Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung per Lastschrift einzug sofort nach Lieferung gegen Gewähr von 3% Skonto. Im Übrigen sind die Rechnungen zahlbar am Sitz von SORG innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum.

Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller.

Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 5% über den jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

### 3. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 30. März eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, müssen ggf. mit den neuen Preisen modifiziert werden. Bei Vorlage einer Bestätigung des Kostenträgers gewähren wir kulanterweise eine Verlängerung der Gültigkeit des alten Angebots bis maximal 30. Juni des Jahres. Danach erlischt das alte Angebot und wird bei Bedarf durch ein Neues ersetzt.

### 4. Lieferfristen und Verzug

Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung.

Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder bei Abhollieferung die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Bei Überschreiten der vereinbarten Lieferfrist ist der Besteller auf jeden Fall gehalten, SORG eine mindestens 14-tägige Nachfrist zu setzen.

### 5. Höhere Gewalt

In Fällen höherer Gewalt (als solche gelten Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können) ruhen die Vertragspflichten der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten daraus entstandene Verzögerungen den Zeitraum von acht Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

### 6. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden.

Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, sind die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorzulegen. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstands auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

### 7. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf Schäden überprüft werden und ggf. ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

### 8. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen

Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. § 433 Abs. 1 BGB nicht eintritt.

Teillieferungen sind zulässig.

Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden.

SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

### 9. Mängelhaftung

SORG haftet für Mängel der gelieferten Ware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474, 13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf

Monate. Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben.

Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung. Beanstandungen im Bezug auf Stückzahlen, Gewicht und Ausführung können nach Ablauf von 8 Tagen seit Lieferung der Sendung am Bestimmungsort nicht mehr geltend gemacht werden.

### 10. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

### 11. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat, und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.

SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen aushändigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung übereignen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

Es ist dem Besteller untersagt, mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

### 12. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

### 13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle Leistungen von SORG ist der Sitz von SORG. Die Beziehungen zwischen SORG und dem Besteller unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Philippsburg bzw. Karlsruhe.

Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

### Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: März 2009.

Esorg Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG  
Benzstraße 3-5  
D-68794 Oberhausen-Rheinhausen  
fon +49 7254-9279.0  
fax +49 7254-9279.10  
info@sorgrollstuhltechnik.de  
www.sorgrollstuhltechnik.de

