



Kika
Hilfsmittelverzeichnis N° 18.99.02.1009
Grundpreis 2.490,- Euro


Die ideale Kombination aus Buggy und Aktivrollstuhl: Kleiner, leichter Aktivrollstuhl mit Sitzkantelung, starrem Rahmen und festem Radstand, 10 cm Abduktion, stufenlos mit Gasdruckfeder kantelbar, Rücken im Winkel verstellbar, (optional mitwachsend), für Kinder bereits ab 12 Monaten. Nennlast max. 40 kg, Rücken-Sitz-Einheit komplett um 30° kantelbar, Rücken zusätzlich von 80-120° winkelverstellbar und nach vorne umlegbar, Rückenhöhe um 2,5 cm mitwachsend, Stabilisierungsstange, Sicherheitsräder beidseitig (2 St.), Leichtgewichtsräder, Kleiderschutz-Seitenteil mit integrierter Feststellbremse.

Angebot

Bestellung





Kommission	Lieferadresse/Firmenstempel	Rechnungsadresse
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)		<input type="checkbox"/> wie Lieferadresse
Vor- und Nachname	Sachbearbeiter	
Kostenträger	Datum/Unterschrift	













Rahmen- und Benutzermaße			Bitte unbedingt beide Maße wegen der Auswahl der Beinstützenhalter angeben. Möglichen Kombinationen und Maße: siehe folgende Tabelle!	
Sitzbreite 10..	Sitztiefe 11..	Rückenhöhe 12..	Unterschenkel (USL)	gewünschte Sitzhöhe
<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30	Rückenhöhe um 2,5 cm mitwachsend <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 45	USL = von Kniekehle bis Fußsohle, gemessen bei 90° Beinwinkel USL _____ cm Stärke Sitzkissen _____ cm	in waagerechter Position _____ cm siehe Tabelle unten!

Kombi-nation	Bohrung	Sitzhöhe Standard	USL max	Sitzhöhe hoch	USL max	Lenkrad / Lenkradgabel	Lochpositionen
20" x 4"	2	35,0 cm	29,5 cm	37,5 cm	32,0 cm	4"= Ø 100 mm	Gabel 1 = 100 mm, Lochposition 1+2 Gabel 2 = 126 mm, Lochposition 1+2+3+4 Gabel 3 = 164 mm, Lochposition 4+5+6+7 
20" x 5"	1	35,0 cm	29,5 cm	37,5 cm	32,0 cm	5"= Ø 125 mm	
22" x 4"	4	37,5 cm	32,0 cm	40,0 cm	34,5 cm	4"= Ø 100 mm	
22" x 5"	3	37,5 cm	32,0 cm	40,0 cm	34,5 cm	5"= Ø 125 mm	
22" x 5,5"	2	37,0 cm	32,0 cm	39,5 cm	34,5 cm	5,5"= Ø 140 mm	
22" x 6"	2	37,5 cm	32,0 cm	40,0 cm	34,5 cm	6"= Ø 150 mm	
24" x 4"	6	40,0 cm	34,5 cm	42,5 cm	37,0 cm	4"= Ø 100 mm	
24" x 5"	5	40,0 cm	34,5 cm	42,5 cm	37,0 cm	5"= Ø 125 mm	
24" x 5,5"	4	40,0 cm	34,5 cm	42,5 cm	37,0 cm	5,5"= Ø 140 mm	
24" x 6"	4	40,5 cm	34,5 cm	42,5 cm	37,0 cm	6"= Ø 150 mm	



Farben		
Lack-Varianten	Farben leicht metallisiert	Spezial-Farben
<input type="checkbox"/> glänzend 0,- € <input type="checkbox"/> Lackvariante matt (nicht bei Spezial-Farben möglich!) N° 1561 MP 42,- €	<input type="checkbox"/> Zinkgelb (02) <input type="checkbox"/> Chromgelb (06) <input type="checkbox"/> Reinorange (21) <input type="checkbox"/> Karminrot (04) <input type="checkbox"/> Pastellblau (20) <input type="checkbox"/> Dunkelblau (16) <input type="checkbox"/> Verkehrsblau (08) <input type="checkbox"/> Dunkelgrün (15) <input type="checkbox"/> Cremeweiß (17) <input type="checkbox"/> Tiefschwarz (10) <input type="checkbox"/> Girly Pink (19) <input type="checkbox"/> Perlkupfer (26)	starker Metallic-Effekt: <input type="checkbox"/> Silbermetallic (36) <input type="checkbox"/> Anthrazitmetallic (22) Dormant Farben: <input type="checkbox"/> Firered dormant (45) <input type="checkbox"/> Nightblue dormant (47) <input type="checkbox"/> Violett dormant (50) <input type="checkbox"/> Apple Green dormant (18) Oberfläche rau strukturiert: <input type="checkbox"/> Schwarz rau (27)

Rahmen-Zubehör			
Mitwachsset	Sicherheitsrad	Sitztragrahmen	Rückenverstellung
<input type="checkbox"/> Umbauset für mitwachsende Sitzbreite + 2 cm und Sitztiefe um bis zu 3 cm	<input checked="" type="checkbox"/> (2 Stück), beidseitig wagschwenkbar und in der Höhe einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/> stufenlos mit Gasdruckfeder von 90°-120° kantelbar	<input checked="" type="checkbox"/> mit Raster im Winkel verstellbar von 80°-120°, nach vorne umlegbar
N° 597299 MP 199,- €	N° 7212 0,- €	N° 192101 0,- €	N° 6112 0,- €
			N° 6405 0,- €


Montage Greifringe		Bei Standardrädern bitte unbedingt die gewünschte Montageart angeben!			
Art	Standard eng	Standard weit	Hoch eng	Hoch weit	
					

Lenkräder				
Größe, Art	4" Vollgummi grau (100 mm)	4" Vollgummi schwarz (100 mm)	4" PU (100 mm)	4" Skater mit LED (100 mm)
				
Gewicht Felge Bestell-N°	262 g Kunststoff, NB 33 mm 2804	244 g Aluminium, NB 26 mm 2835	143 g Kunststoff, NB 34 mm 2812	192 g Kunststoff, NB 25 mm 2820
Größe, Art	5" Vollgummi schwarz (125 mm)	5" PU (125 mm)	5" Skater mit LED (125 mm)	5" Vollgummi breit (125 mm)
				
Gewicht Felge Bestell-N°	307 g Aluminium, NB 26 mm 2836	203 g Kunststoff, NB 34 mm 2805	233 g Kunststoff, NB 25 mm 2834	435 g Kunststoff, NB 44 mm 2809
Größe, Art	5,5" Vollgummi grau (140 mm)	6" Vollgummi grau (150 mm)	6" PU (150 mm)	6" luftbereift (150 mm)
				
Gewicht Felge Bestell-N°	539 g Kunststoff, NB 44 mm 2806	484 g Kunststoff, NB 36 mm 2811	261 g Kunststoff, NB 34 mm 2803	278 g Kunststoff, NB 36 mm 2808


Räder und Greifringe, Trommelbremse				
Räder	Räder	Trommelbremse	Bereifung (ohne MP)	Bereifung (Mehrpreis)
Radsturz 9° Rad-Größe <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"	<input type="checkbox"/> Leichtlaufräder inkl. Aluminium-Greifringe, Standard Montage	<input type="checkbox"/> Trommelbremse für Standard-Räder Mehrgewicht ca. 2000g im Vergleich zu Leichtlauf- rädern	luftbereit: <input type="checkbox"/> Schwalbe „Right Run“ 1" (grau/schwarz)	luftbereit: <input type="checkbox"/> Schwalbe „Right Run“ 1" (blau/schwarz) (..14) <input type="checkbox"/> Schwalbe „Right Run“ 1" (rot/schwarz) (..15) (nur in 22" und 24" möglich)
	N° 21..77 0,- €	N° 22..00 MP 310,- €	N° 20..13 0,- €	N° 20.. MP 20,- €/P
<input type="checkbox"/> Standardräder inkl. Greifringe Montage Greifringe <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/> hoch <input type="checkbox"/> standard (ab22") Mehrgewicht ca. 1000g/ Rad im Vergleich zu Leichtlaufrädern	<input type="checkbox"/> Profilräder Einheit aus Greifringen und Felgen, verringert die Verletzungsgefahr für die Finger Mehrgewicht ca. 800g/ Rad im Vergleich zu Leichtlaufrädern	<input type="checkbox"/> Trommelbremse für Profil-Räder Mehrgewicht ca. 1800g im Vergleich zu Standard- Profil-Rädern	pannensicher: nicht für Leichtlaufräder! <input type="checkbox"/> Standardbereifung 1" (grau)	luftbereit: <input type="checkbox"/> Schwalbe „Marathon Plus“, schwarz, mit pannensicherer Einlage 1" (nur in 22" und 24" möglich)
N° 21..00 0,- €	N° 21..40 0,- €	N° 22..40 MP 310,- €	N° 23..11 0,- €	N° 20..12 MP 65,- €/P

Spezial-Greifringe	Greifringüberzüge		
Maxgrepp-Greifringe	Silikon	PVC	Ergoüberzug
<input type="checkbox"/> zum Antreiben mit dem Handballen  nur für Standard-Räder	abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon , <input type="checkbox"/> für Standardrad (20-24) <input type="checkbox"/> für Profilräder (..02) <input type="checkbox"/> für Leichtlaufräder (..05)	Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, (<i>Tetra Grip</i>) <input type="checkbox"/> nur für Standardräder (20-24")	<input type="checkbox"/> 13 mm breite Ergo- Greifringüberzug  nur für Profil-Räder
N° 34.. MP 333,- €/P	N° 32.. MP 140,- €/P	N° 33.. MP 298,- €/P	N° 32..01 MP 198,- €/P

Speichenschützer			
Farbe	Dekor	über 250 Dekors von www.blueprince.de	
<input type="checkbox"/> transparent (..00) N° 25.. 168,- €/P	<input type="checkbox"/> Bubbles (..11) <input type="checkbox"/> Dragon (..07) <input type="checkbox"/> Afrika (..08) <input type="checkbox"/> FlowerPower (..12) <input type="checkbox"/> Manta (..06)	Die Preise für Blueprince-Speichenschützer sind Netto-Preise und nicht rabattierfähig!!! Bitte tragen Sie hier das gewünschte Modell von Blueprince ein. _____ Namenszug des Kindes _____	<input type="checkbox"/> Speichenschutz von Blueprince N° 25..25 NP 199,- €/P <input type="checkbox"/> Rückenfolie für Muldenrücken von Blueprince nur in Verbindung mit N° 6970/71
N° 25.. 178,- €/P	N° 25.. 208,- €/P		N° 2527 NP 95,- €/St







Lenkräder, Gabeln und Zubehör		
Lenkräder (Modelle und Gewichte siehe Rückseite)	Lenkrad-Gabeln	Lenkrad-Zubehör
Vollgummi schwarz <input type="checkbox"/> 4" (2835) (Alufelge) <input type="checkbox"/> 5" (2836) (Alufelge) Vollgummi, grau <input type="checkbox"/> 4" (2804) <input type="checkbox"/> 5" (2809) <input type="checkbox"/> 5,5" (2806) <input type="checkbox"/> 6" (2811)	<input type="checkbox"/> Alu-Gabel schwarz eloxiert  N° 2826 0,- € <input type="checkbox"/> Alu-Gabel in Rahmenfarbe beschichtet N° 2829 49,- €/P	<input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt N° 2851 149,- €/P <input type="checkbox"/> Verriegelung der Spurfixierung N° 2850 189,- €/P
0,- €	0,- €	

Rückenverlängerung Ansicht von hinten
versenkt **verlängert**






Sitze			
SitzFix	Sitzformteil	Bezug Stoff-N°	Inkontinenz-Schutz
<input checked="" type="checkbox"/> aus Alu, geschraubt, über Tragewinkel in der Höhe einstellbar	<input type="checkbox"/> anatomisch geformt, mit leichter Abduktion, Bezug wechselbar	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 67 Alle Muster unter www.sorgrollstuhltechnik.de Betex <input type="checkbox"/> gelb <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> grün <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> für Sitzformteil N° 891002
N° 1921 0,- €	N° 891002 SR 449,- €		N° 891004 112,- €




Sitzkissen (Alle Bezüge sind mit Reißverschluss und wechselbar)				
Schaumstoff	Kissenstärke	Bezugstoffe	Weitere Bezüge	Inkontinenz-Schutz
<input type="checkbox"/> Verbundschaum für festen Sitzkomfort N° 80.. 90,- €	<input type="checkbox"/> 3 cm (..03) <input type="checkbox"/> 5 cm (..05)	Standard <input type="checkbox"/> schwarz (..01) Betex <input type="checkbox"/> gelb (25) <input type="checkbox"/> rot (22) <input type="checkbox"/> orange (27) <input type="checkbox"/> grün (24) <input type="checkbox"/> blau (21) <input type="checkbox"/> grau (23) <input type="checkbox"/> schwarz (20)	Zusätzliche Bezüge für Kissen wie links konfiguriert <input type="checkbox"/> 1 Bezug (..01) <input type="checkbox"/> 2 Bezüge (..02)	für Kissen wie links konfiguriert Kissenstärke: <input type="checkbox"/> 3 cm (..03) <input type="checkbox"/> 5 cm (..05)
<input type="checkbox"/> Relax-Kissen für mittelweichen Sitzkomfort N° 81.. 125,- €	<input type="checkbox"/> kein Sitzkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	N° 80..	N° 82.. 72,- €/St	N° 86.. 70,- €




Rücken		Schiebehilfen		
Standardrücken	Rückenverlängerung	Schiehebügel	Einhandschiebegriff	Einhandschiebegriff
<input type="checkbox"/> Modell 1 , fester Muldenrücken mit 20-30 mm Muldentiefe,  N° 697000 299,- €	<input type="checkbox"/> versenkbar, mit abnehmbarem Kopfpolster; Gewichtersparnis im Vgl. zu einer Kopfstütze ca. 1000 g Nicht möglich mit Kopfstütze (N° 6860..) möglich ab Modell 1 RH 35 cm Modell 3 RH 30 cm  N° 686072 285,- €	<input type="checkbox"/> winkelverstellbar 220° mit Kunststoffgelenk, ausziehbar um 20 cm (erst ab SB 22 cm möglich)  N° 6536 MP 340,- €	<input type="checkbox"/> abklappbar mit Rastergelenk, ausziehbar um 20 cm  N° 660202 MP 270,- €	<input type="checkbox"/> fest, ausziehbar um 20 cm  N° 6605 150,- €
<input type="checkbox"/> Modell 3 , fester Muldenrücken mit 20-30 mm Muldentiefe, RH+5 cm,  N° 697100 379,- €				

Rückenkissen		
für Standardrücken 3 cm, mit Reißverschluss,	Rückenformteil	Bezugstoff
Bezug Standard <input type="checkbox"/> schwarz N° 8515 104,- € Betex <input type="checkbox"/> gelb (25) <input type="checkbox"/> rot (22) <input type="checkbox"/> orange (27) <input type="checkbox"/> grün (24) <input type="checkbox"/> blau (21) <input type="checkbox"/> grau (23) <input type="checkbox"/> schwarz (20) N° 8517 110,- €	<input type="checkbox"/> kein Rückenkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	<input type="checkbox"/> Muldentiefe 30 mm anatomisch geformt, inkl. Bezug, wechselbar. Bezug Stoff-N° <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 67 Alle Muster unter www.sorgrollstuhltechnik.de Bezug Betex <input type="checkbox"/> gelb <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> grün <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz
	N° 891104 SR 249,- €	

Kopfstützen Maßangaben in mm		
Modell 1	Modell 3	Modell 5
Modell 2	Modell 4	Modell 6
muschelförmig	bogenförmig	4-Bügelform

Beinstützen		ab SB 22 cm und USL 23 cm, max USL 35 cm	ab SB/ST 26 cm, max USL 35 cm	Zubehör	
Standard	hochschwenkbar	Beinlagerungswinkel	Verriegelung		
<input type="checkbox"/> Distanz und Höhe einstellbar, Fußplatte durchgehend, nach hinten hochklappbar, 	<input type="checkbox"/> Distanz und Höhe einstellbar, Fußplatten geteilt, stufenlos auf 180° hochschwenkbar 	<input type="checkbox"/> mit Auflage für Unterschenkel, stufenlos bis 180° hochschwenkbar, ohne Fußplatte . Montage Beinlagerung: <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> beidseitig  bei einseitiger Auswahl wird die Gegenseite mit N° 401905 ergänzt.	bei 90° für die Beinstützen <input type="checkbox"/> N° 401901 (durchgehend) <input type="checkbox"/> N° 401905 (geteilt, 2 St.)	Fersenhalter , Alu, zur Selbstmontage <input type="checkbox"/> N° 1 (..01) 7 x 11,5 cm <input type="checkbox"/> N° 2 (..02) 9 x 12,5 cm <input type="checkbox"/> N° 3 (..03) 10 x 15,5 cm <hr/> N° 4020 46,- €/P Wadenauflage für Beinstütze 401905, Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig möglich ab USL 25 cm	
N° 401901 299,- €	N° 401905 398,- €	N° 401906 379,- €	N° 4009 60,- €/St	N° 403106 100,- €/St	

Seitenteile und Zubehör		Therapeutische	Feststellbremsen	
Seitenteile	Armpolster	Plexiglas	Seilzugbremse	Begleiterbremse
<input checked="" type="checkbox"/> Alu-Kunststoffkombination mit Radabdeckung und integrierter Feststellbremse 	am Seitenteil angeschraubt, mit 240 mm Armauflage 	<input type="checkbox"/> steckbar, Montage mittig unter der Sitzplatte, einstellbar in Höhe und Distanz <input type="checkbox"/> Größe 0 (..10) (39 cm breit, für SB 20-24 empfohlen) <input type="checkbox"/> Größe 1 (..11) (46 cm breit, für SB 26-30 empfohlen) nicht in Kombination mit Abduktionskeil möglich	<input checked="" type="checkbox"/> Feststellbremse mit Verankerung durch die Kleiderenschutz Seitenteile, mit Kugelknopf 	<input type="checkbox"/> zusätzlich vom Begleiter feststellbar Gewichtersparnis zur Trommelbremse ca. 1600g
N° 5022 0,- €	N° 452211 185,- €/P	N° 9209.. 300,- €	N° 3532 0,- €	N° 3518 298,- €/P

Positionierungshilfen			Sonstiges	
Kopfstützen	Abduktionskeile	Seitenpelotten	Beckengurt	Einhängetasche
mit Kugelgelenk <input type="checkbox"/> Modell 1, (..21) muschelförmig klein <input type="checkbox"/> Modell 2, (..22) muschelförmig groß <input type="checkbox"/> Modell 3, (..23) bogenförmig klein <input type="checkbox"/> Modell 4, (..24) bogenförmig groß <input type="checkbox"/> Modell 5, (..25) 4-Bügelform klein <input type="checkbox"/> Modell 6, (..26) 4-Bügelform groß Modelle siehe linke Seite. bei Einhandschiebegriff (N° 660202 und N° 6605) und Rückenverlängerung (N° 686072) nicht möglich.	inkl. Halter und Polster <input type="checkbox"/> Größe S (..52) 94 x 65 x 90 mm (L x B x H) <input type="checkbox"/> Größe M (..53) 110 x 82 x 95 mm (L x B x H) <input type="checkbox"/> Größe L (..54) 125 x 90 x 100 mm (L x B x H) nicht in Kombination mit Therapeutisch möglich N° 19.. 186,- € <input type="checkbox"/> nur Halter (ohne Polster)	<input type="checkbox"/> inkl. Halter und Polster  N° 685601 198,- €/P <input type="checkbox"/> nur Halter (ohne Polster)	<input type="checkbox"/> mit Klettverschluss und Schloss, Bauchumfang: _____ cm  N° 7800 104,- € <input type="checkbox"/> Sicherheits- und Positionierungsgurt, Bodypoint mit Druck-Metallschloss und Montageschellen  N° 7805 157,- €	<input type="checkbox"/> Nylon, schwarz, andere Farbe: _____ N° 9800 84,- € <input type="checkbox"/> Trinkflasche 750ml leichte Trinkflasche aus PET mit Trinkverschluss, inkl. Halter nur mit Stabstange N° 790101 21,- €
N° 6860.. 265,- €	N° 1951 135,- €	N° 685605 110,- €/P	N° 7805 157,- €	N° 790101 21,- €

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- 1. Preise**

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.
- 2. Vertragsschluss**

Sorg gibt Angebote nach dem *invitatio ad offerendum* Prinzip. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- 3. Zahlungsbedingungen**

Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung per Lastschrift einzug sofort nach Lieferung gegen Gewähr von 3% Skonto. Im Übrigen sind die Rechnungen zahlbar am Sitz von SORG innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum.

Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller. Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € fällig. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens ist durch entsprechenden Nachweis möglich.
- 4. Angebote und Gültigkeit**

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 30. März eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, müssen mit den neuen Preisen modifiziert werden. Bei Vorlage einer Bestätigung des Kostenträgers gewähren wir kulanterweise eine Verlängerung der Gültigkeit des alten Angebots bis maximal 30. Juni des Jahres. Danach erlischt das alte Angebot und wird bei Bedarf durch ein Neues ersetzt.
- 5. Lieferfristen und Verzug**

Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder bei Abhollieferung die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Bei Überschreiten der vereinbarten Lieferfrist ist der Besteller auf jeden Fall gehalten, SORG eine mindestens 14-tägige Nachfrist zu setzen.
- 6. Höhere Gewalt**

In Fällen höherer Gewalt (als solche gelten Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können) ruhen die Vertragspflichten der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten daraus entstandene Verzögerungen den Zeitraum von acht Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.
- 7. Versand**

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventuell vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden.

Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.
- 8. Lieferschäden**

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.
- 9. Zugelicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen**

Angelicherte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. § 433.Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugelichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugelichert angegeben sind. Eine Beschaffheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.
- 10. Mängelhaftung**

SORG haftet für Mängel der gelieferten Ware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474,13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung, Beanstandungen im Bezug auf Stückzahlen, Gewicht und Ausführung können nach Ablauf von 8 Tagen seit Lieferung der Sendung am Bestimmungsort nicht mehr geltend gemacht werden.
- 11. Sonstige Haftung**

Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
- 12. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware**

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nachteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.
- 13. Eigentumsvorbehalt**

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen aushändigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung übereignen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.
- 14. Urheberrechtsschutz**

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.
- 15. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel**

Erfüllungsort für alle Leistungen von SORG ist der Sitz von SORG. Die Beziehungen zwischen SORG und dem Besteller unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Philippsburg bzw. Karlsruhe. Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: März 2011.
SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG
Benzstraße 3-5, -68794 Oberhausen-Rheinhausen
fon +49 7254-9279.0, fax +49 7254-9279.10
info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de