

# Knuffi 01

Preise gültig bis 31.03.2012



## Hilfsmittelverzeichnis N° 18.99.02.1006

**Grundpreis 2.595,- Euro**

Leichter Aktiv-Rollstuhl mit festem Radstand (die Einstellung der Sitzposition erfolgt über die Tragewinkel), starrer Rahmen mit 10 cm Abduktion, Tragewinkel für Sitzformteile bzw. Sitzschalen, integrierte Seitenteile, durchgehende Fußplatte (4 cm breiter als SB), Standard- oder Profilträder, Lenkräder und Radschutz mit integrierter Feststellbremse; geeignet für sehr kleine und/oder schwache Kinder bereits ab ca. 12-15 Monaten, Nennlast max. 50 kg

**Angebot**

**Bestellung**

### Kommission

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Vor- und Nachname

Kostenträger

### Lieferadresse/Firmenstempel




Sachbearbeiter

Datum/Unterschrift

### Rechnungsadresse

wie Lieferadresse

## Rahmen-Maße

	Sitzbreite 10..	Sitztiefe 11..	Rückenhöhe 12..	Benutzermaße
Radgr. 18": Rahmengr. 1 Radgr. 20": Rahmengr. 2 Radgr. 22": Rahmengr. 3 Radgr. 24": Rahmengr. 4	<input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 17,5 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22,5 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27,5 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35	Unterschenkellänge _____cm Kissenstärke am Knie _____cm Kissenstärke am Gesäß _____cm
Die Radgröße ist abhängig von der Sitztiefe und der max. USL (siehe Tabelle Seite 2)				

## Rahmenvariante Trike-Version

Vorbau mit nur einem Lenkrad, verlängert den Radstand, verringert den Kraftaufwand beim Antreiben, verringert Spasmen auslösende Erschütterungen

Set inkl. Montage



N° 596610

**0,- €**

## Einhand-Lenkung nur in Verbindung mit Trikevorbau

Direkt wirkende, nicht spiegelverkehrte (!) Lenkung im Blickfeld des Benutzers; Lenkstange mit Führungsbügel und Lenkrad winkelverstellbar und abnehmbar.

Montage Lenkknauf

links  
 rechts



N° 2653

**SR 469,- €**


## Farben

Lack-Varianten	Farben leicht metallisiert	Spezial-Farben
<input type="checkbox"/> glänzend <b>0,- €</b>	<input type="checkbox"/> Zinkgelb (02) <input type="checkbox"/> Reinorange (21) <input type="checkbox"/> Pastellblau (20) <input type="checkbox"/> Verkehrsblau (08) <input type="checkbox"/> Cremeweiß (17) <input type="checkbox"/> Girly Pink (19)	<b>starker Metallic-Effekt:</b> <input type="checkbox"/> Silbermetallic (36) <input type="checkbox"/> Anthrazitmetallic (22)
<input type="checkbox"/> Lackvariante matt (nicht bei Spezial-Farben möglich)	<input type="checkbox"/> Chromgelb (06) <input type="checkbox"/> Karminrot (04) <input type="checkbox"/> Dunkelblau (16) <input type="checkbox"/> Dunkelgrün (15) <input type="checkbox"/> Tiefschwarz (10) <input type="checkbox"/> Perlkupfer (26)	<b>Dormant Farben:</b> <input type="checkbox"/> Firered dormant (45) <input type="checkbox"/> Nightblue dormant (47) <input type="checkbox"/> Violett dormant (50) <input type="checkbox"/> Apple Green dormant (18)
N° 1561 <b>MP 42,- €</b>		<b>Oberfläche rau strukturiert:</b> <input type="checkbox"/> Schwarz rau (27)

## Rahmen-Zubehör

Sicherheitsrad	Schiebehilfen
wegschwenkbar Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig	<b>Outdoor-Vorbau</b> unterstützt und erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund, inkl. Aufbockhilfe  <input type="checkbox"/> Größe 1 bis SB 24 (..11) <input type="checkbox"/> Größe 2 ab SB 26 (..12)
N° 7209 <b>130,- €/St</b>	N° 5995.. <b>SR 354,- €</b>





### Sitzhöhen

Alle Angaben sind OHNE Sitzkissen gemessen!

Alle Maßangaben ±5 %

4" LED = 100 mm Ø







4" Vollgummi oder PU (Alufelge) = 100 mm Ø

5" LED = 120 mm Ø






5" Vollgummi oder PU (Alufelge) = 125 mm Ø






Räderkombination	Sitzhöhe vorne in cm		Sitzhöhe hinten in cm		max. USL
	min.	max.	min.	max.	
18" x 4"	32,0 B1	38,0 B1	31,0	37,0	26,0 cm
20" x 4"	33,0 B1	38,0 B1	33,0	38,0	26,5 cm
22" x 4"	36,0 B3	40,0 B3	36,0	40,0	28,5 cm
22" x 5"	36,5 B2	41,5 B2	36,5	41,0	28,0 cm
24" x 4"	37,0 B4	42,0 B4	37,0	42,0	30,0 cm
24" x 5"	39,0 B4	43,0 B4	39,0	43,0	31,0 cm




### Lenkräder

Größe, Art	4" Vollgummi schwarz (ø 100 mm)	4" PU (ø 100 mm)	4" Skater mit LED (ø 100 mm)
			
Gewicht Felge Bestell-N°	244 g Aluminium, NB 26 mm 2835	143 g Kunststoff, NB 34 mm 2812	192 g Kunststoff, NB 25 mm 2820
Größe, Art	5" Vollgummi schwarz (ø 125 mm)	5" PU (ø 125 mm)	5" Skater mit LED (ø 125 mm)
			
Gewicht Felge Bestell-N°	307 g Aluminium, NB 26 mm 2836	203 g Kunststoff, NB 34 mm 2805	233 g Kunststoff, NB 25 mm 2834

### Messen und Anpassen am Sitz


Sitzbreite	Sitzbreite	Sitztiefe	Anpassen Sitztiefe	Anpassen Greifpunkt
Rollstuhl: Ihr Bestellmaß ist das Sitzkissenmaß.	Benutzer: Wir empfehlen Ihnen, zur Beckenbreite des Kindes pro Seite ca. 1-2 cm zu addieren.	Sie geben bitte immer das Maß der realen (!) Sitztiefe des Benutzers an: also von Vorderkante Sitzformteil bis Vorderkante Rückenformteil bzw. Muldenrücken (ohne Muldentiefe).	Durch Veränderung der Position des Rückenformteils am Rückenkreuz oder am Muldenrücken kann die Sitztiefe um 2 cm verlängert werden	Durch Veränderung der Position des Sitztragewinkels kann der Greifpunkt um 2 cm nach vorne oder hinten justiert werden
				

Breite Rollstuhl	Länge Rollstuhl	Einhandschiebegriff	Schiebebügelgriff	Schiebegriffe
Der Radsturz beträgt grundsätzlich 9°. Daraus ergibt sich folgende Breite: LeichtlaufRad SB + 330 mm, mit geschäumten Greifringen SB + 340 mm, Profil-Rad, SB + 330 mm	18" 580 mm 20" 630 mm 22" 680 mm 24" 730 mm	min max 18" 89,0cm 109,0cm 20" 91,5cm 111,5cm 22" 94,0cm 114,5cm 24" 96,5cm 116,5cm	erst ab SB 20 cm möglich min max 20" 83,6cm 103,6cm 22" 86,1cm 106,1cm 24" 88,6cm 108,6cm Maße bei waagerechter Bügelstellung, Schiebepögel zusätzlich um 20 cm höhenverstellbar.	erst ab SB 20 cm möglich min max 20" 91,5cm 111,5cm 22" 94,0cm 114,5cm 24" 96,5cm 116,5cm
				

Sitz- und Trägersysteme zur individuellen Einstellung des Sitzwinkels, der Sitzposition und des Schwerpunkts				Rückenwinkel
Sitz	Sitzaufnahme	Trägersystem 1	Trägersystem 2	
<input type="checkbox"/> Sitzplatte aus Aluminium	<input type="checkbox"/> nur Seitenteile in den Rahmen integriert, ohne Rücken, für den Einbau eigener Rückensysteme 	<input type="checkbox"/> Sitzaufnahme 1931 plus Rückenversteifung in Kreuzform 	Sitzaufnahme 1931 plus Muldenrücken, (Rückenhöhe + 5 cm), ohne Kissen, Muldentiefe <input type="checkbox"/> 3 cm (...30) <input type="checkbox"/> 5 cm (...50) (5 cm erst ab SB 22) 	einstellbar in: <input type="checkbox"/> 82° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 100°  wenn nicht anders angegeben, stellen wir den Rücken auf 90° ein
N° 1932 <b>0,- €</b>	N° 1931 <b>0,- €</b>	N° 890102 115,- €	N° 6968.. 295,- €	

Bremsen und Radschutz		Sitz- und Rückenformteile		
Feststellbremse	Radschutz	Sitzformteil	Rückenformteil	Bezug Stoff-N°
<input checked="" type="checkbox"/> Feststellbremse mit Verankerung durch die Kleiderschutz Seitenteile, mit Kugelknopf	<input checked="" type="checkbox"/> aus Kunststoff, Aufnahme für die Feststellbremse, in der Höhe einstellbar	<input type="checkbox"/> anatomisch geformt mit leichter Abduktion, Stärke des Polsters gemessen an der jeweils dünnsten Stelle: vorne 5 cm hinten 3 cm <b>SONDERBAU</b>	anatomisch geformt, 3 cm Schaumstoff; Muldentiefe <input type="checkbox"/> 3 cm (...04) <input type="checkbox"/> 5 cm (...06) (5 cm nur mit N° 6968)  <b>SONDERBAU</b>	<b>Betex</b> <input type="checkbox"/> gelb <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> grün <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz <b>mit Schaumstoff unterfüllt</b> <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 67 Alle Muster unter <a href="http://www.sorgrollstuhltechnik.de">www.sorgrollstuhltechnik.de</a> <input type="checkbox"/> <b>Inkontinenz-Schutz</b> für Sitzformteil N° 891002
N° 3528 <b>0,- €</b>	N° 5221 <b>0,- €</b>	N° 891002 <b>SR 449,- €</b>	N° 8911.. <b>SR 249,- €</b>	N° 891004 112,- €

Räder und Greifringe				
Räder	Räder	Radgröße	Bereifung	Lenkräder
<input type="checkbox"/> <b>Standard-Rad</b> Mehrgewicht ca. 800g pro Rad im Vergleich zu Leichtlaufködern	<input type="checkbox"/> <b>Leichtlaufrod</b> inkl. Aluminium-Greifringen	Größe <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"  Radsturz 9°	<b>luftbereit:</b> <input type="checkbox"/> <b>Schwalbe „Right Run“</b> 1" (grau/schwarz)  <b>N° 20..13 <b>0,- €</b></b> <b>luftbereit: (22-24")</b> <input type="checkbox"/> <b>Schwalbe „Right Run“</b> 1" (blau/schwarz) (...14) <input type="checkbox"/> <b>Schwalbe „Right Run“</b> 1" (rot/schwarz) (...15)	<b>Alugabel schwarz</b>  <b>Rad Vollgummi schwarz</b> <input type="checkbox"/> 4" (...35) (Alufelge) <input type="checkbox"/> 5" (...36) (Alufelge) <b>Rad PU grau</b> <input type="checkbox"/> 4" (...12) <input type="checkbox"/> 5" (...05) <b>Rad PU mit Leuchtdioden</b> <input type="checkbox"/> 4" (...20) <input type="checkbox"/> 5" (...34)
N° 21..00 <b>0,- €</b>	N° 21..75 <b>MP 130,- €/P</b>	<b>0,- €</b>	N° 20.. <b>MP 20,- €/P</b>	N° 28.. <b>0,- €</b>
<input type="checkbox"/> <b>Profil-Rad</b> Einheit aus Greifring und Felge, verringert die Verletzungsgefahr für die Finger, <b>Mehrgewicht ca. 900g pro Rad im Vergleich zu Leichtlaufködern</b>	<b>Greifringe:</b> <i>Nur für Standard-Räder. Für Profil-Räder nicht erforderlich!!!</i>  <b>Montage</b> <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/> hoch <input type="checkbox"/> standard (nicht bei 20") <b>Material</b> Edelstahl	<input type="checkbox"/> 18" nur Standardrad 1" Luft, ohne Trommelbremse	<b>luftbereit:</b> <input type="checkbox"/> <b>Schwalbe „Marathon Plus“</b> , schwarz, mit <b>pannensicherer Einlage</b> 1" (nur in 22" und 24" möglich)	<input type="checkbox"/> <b>Alu-Gabel in Rahmenfarbe beschichtet</b>
N° 21..40 <b>0,- €</b>	N° 30..01 <b>0,- €</b>	N° 211801 <b>MP 150,- €</b>	N° 20..12 <b>MP 65,- €/P</b>	N° 2829 49,- €/P

Greifringüberzüge 18" nicht möglich!			
Silikon	PVC	Ergoüberzug	Maxgrepp-Greifringe
abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon, <input type="checkbox"/> für <b>Leichtlaufrod</b> (...05) <input type="checkbox"/> für <b>Standardrad</b> (20-24) <input type="checkbox"/> für <b>Profilröder</b> (...02)	Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, ( <i>Tetra Grip</i> ) <input type="checkbox"/> für <b>Leichtlaufrod</b> (...75) <input type="checkbox"/> für <b>Standardrad</b> (20-24")	<input type="checkbox"/> 13 mm breiter Ergo-Greifringüberzug für Profil-Räder 	<input type="checkbox"/> zum Antreiben mit dem Handballen, 33 mm breit <b>nur für Standard-Räder</b>
N° 32.. <b>MP 140,- €/P</b>	N° 33.. <b>MP 298,- €/P</b>	N° 32..01 <b>MP 198,- €/P</b>	N° 34.. <b>MP 333,- €/P</b>



Abkürzungen

Stück - St

Paar - P

Netto-Preis - NP

Mehrpreis - MP

Sonderbau-Rabatt (30%) - SR

Sitzbreite - SB

Sitztiefe - ST





Rückenhöhe - RH

Unterschenklänge - USL

Nabe - NB

Speichenschützer			
Farbe	Dekor	ca. 250 Dekors von <a href="http://www.blueprince.de">www.blueprince.de</a>	
<input type="checkbox"/> transparent (..00)	<input type="checkbox"/> Bubbles (..11)	Die Preise für Blueprince-Speichenschützer sind <b>Netto-Preise</b> und <b>nicht rabattierfähig!!!</b> Bitte tragen Sie hier das gewünschte Modell von Blueprince ein.	<input type="checkbox"/> nur Speichenschutz
N° 25.. 168,- €/P	<input type="checkbox"/> Dragon (..07)		N° 25..25 NP 199,- €/P
<input type="checkbox"/> blue (..53)	<input type="checkbox"/> Afrika (..08)	Namenzug des Kindes _____	<input type="checkbox"/> Folie für Muldenrücken nur mit N° 6968..
<input type="checkbox"/> red (..52)	<input type="checkbox"/> FlowerPower (..12)		
<input type="checkbox"/> yellow (..51)	<input type="checkbox"/> Manta (..06)		
N° 25.. 178,- €/P	N° 25.. 208,- €/P		N° 2527 NP 95,- €/St

Schiebegriffe		
Einhandschiebegriff	Schiebegriffe	Schiebebügel
<input type="checkbox"/> Einhandschiebegriff, um 20 cm ausziehbar <i>Kopfstütze mit Einhandschiebegriff nicht möglich!</i>	<input type="checkbox"/> Schiebegriffe gekröpft, um 20 cm ausziehbar <i>erst ab SB 22 cm möglich!</i>	<input type="checkbox"/> Schiebebügel, 205° winkelverstellbar, um 20 cm ausziehbar, <i>erst ab SB 22 cm möglich!</i>
N° 6604 228,- €	N° 6529 246,- €	N° 6534 360,- €

Positionierungshilfen			
Kopfstütze	Seitenpelotten	Beckengurt	
<input type="checkbox"/> inkl. Halter  <i>nur in Verbindung mit N° 6529 oder N° 6534</i>	<input type="checkbox"/> 110 cm x 80 cm inkl. Halter <i>nur in Verbindung mit Sitzaufnahme N° 6968.</i>	<input type="checkbox"/> mit Klettverschluss und Schloss, Bauchumfang: _____ cm	<input type="checkbox"/> Sicherheits- und Positionierungsgurt, Bodypoint mit Druck-Metallschloss und Montageschellen
			
N° 686066 290,- €	N° 6854 216,- €	N° 7800 104,- €	N° 7805 157,- €

Beinstützen				
			Beinauflage	Fersenhalter
<input type="checkbox"/> durchgehender Fußplatte, mit Konusgelenk im Winkel einstellbar, inkl. Wadenband, Fußplatte um ca. 4 cm breiter als SB	<input type="checkbox"/> wie N° 405101, zusätzlich nach hinten hochklappbar zum leichten Einsteigen	<input type="checkbox"/> Fußplatte nach innen abgesetzt, für große USL. Fußplattenbreite = SB	für Unterschenkel, stufenlos bis 180°, ohne Polster. Montage: <input type="checkbox"/> rechts (..05) <input type="checkbox"/> links (..06) <input type="checkbox"/> beidseitig	Alu, schwarz lackiert, Selbstmontage <input type="checkbox"/> Größe 1 (..01) (7x11,5 cm) <input type="checkbox"/> Größe 2 (..02) (9x12,5 cm)
N° 405101 0,- €	N° 405102 319,- €	N° 405103 270,- €/St	N° 4051.. 169,- €/St	N° 4020.. 46,- €/P

Sitzkissen (Alle Bezüge sind mit Reißverschluss und wechselbar, Sitzkissen nur in Verbindung mit Sitzplatte N° 1932)				
Schaumstoffart	Kissenstärke	Stoff-Muster	Weitere Bezüge	Inkontinenz-Schutz
<input type="checkbox"/> Verbundschaum für festen Sitzkomfort	<input type="checkbox"/> 3 cm (..03..) <input type="checkbox"/> 5 cm (..05..)	<b>Standard</b> <input type="checkbox"/> schwarz (..01) <b>Betex</b> <input type="checkbox"/> schwarz (20) <input type="checkbox"/> blau (21) <input type="checkbox"/> rot (22) <input type="checkbox"/> grau (23) <input type="checkbox"/> grün (24) <input type="checkbox"/> gelb (25) <input type="checkbox"/> orange (27) <i>nicht in Verbindung mit Sitz- und Rückenformteilen!</i>	Zusätzliche Bezüge für Kissen wie links konfiguriert  <input type="checkbox"/> 1 Bezug (..01) <input type="checkbox"/> 2 Bezüge (..02)	für Kissen wie links konfiguriert  Kissenstärke: <input type="checkbox"/> 3 cm (..03) <input type="checkbox"/> 5 cm (..05)
<input type="checkbox"/> Relax-Kissen für mittelweichen Sitzkomfort	<input type="checkbox"/> kein Sitzkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	N° 80..	N° 82.. 72,- €/St	N° 86.. 70,- €
N° 80.. 90,- €				
N° 81.. 125,- €				

Anbau von elektrischen Antrieben und Hilfssystemen		
Empfehlungen	AAT Systeme	Alber Systeme
1. Für alle hier genannten elektrischen Antriebe empfehlen wir <b>Lenkräder</b> der Größe 5“ 2. Bitte informieren Sie sich über die genauen <b>Anbauspezifikationen</b> auf den genannten Internetseiten der jeweiligen Hersteller	Folgende AAT-Systeme sind möglich: 1. <i>s-max</i> (Treppensteighilfe) <b>Informationen unter <a href="http://www.aat-online.de">www.aat-online.de</a></b>	Folgende Alber-Systeme sind möglich: 1. <i>e-motion</i> (kraftverstärkender Zusatzantrieb) <b>Informationen unter <a href="http://www.alber.de">www.alber.de</a></b>

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

- 1. Preise**

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.
- 2. Vertragsschluss**

Sorg gibt Angebote nach dem *invitatio ad offerendum* Prinzip. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- 3. Zahlungsbedingungen**

Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung per Lastschrift einzug sofort nach Lieferung gegen Gewähr von 3% Skonto. Im Übrigen sind die Rechnungen zahlbar am Sitz von SORG innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum.  
Werden Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller. Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € fällig. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens ist durch entsprechenden Nachweis möglich.
- 4. Angebote und Gültigkeit**

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 30. März eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, müssen mit den neuen Preisen modifiziert werden. Bei Vorlage einer Bestätigung des Kostenträgers gewähren wir kulanterweise eine Verlängerung der Gültigkeit des alten Angebots bis maximal 30. Juni des Jahres. Danach erlischt das alte Angebot und wird bei Bedarf durch ein Neues ersetzt.
- 5. Lieferfristen und Verzug**

Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder bei Abhollieferung die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Bei Überschreiten der vereinbarten Lieferfrist ist der Besteller auf jeden Fall gehalten, SORG eine mindestens 14-tägige Nachfrist zu setzen.
- 6. Höhere Gewalt**

In Fällen höherer Gewalt (als solche gelten Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können) ruhen die Vertragspflichten der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten daraus entstandene Verzögerungen den Zeitraum von acht Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.
- 7. Versand**

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventuell vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden.  
Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.
- 8. Lieferschäden**

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.
- 9. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen**

Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. § 433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.
- 10. Mängelhaftung**

SORG haftet für Mängel der gelieferten Ware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474, 13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung. Beanstandungen im Bezug auf Stückzahlen, Gewicht und Ausführung können nach Ablauf von 8 Tagen seit Lieferung der Sendung am Bestimmungsort nicht mehr geltend gemacht werden.
- 11. Sonstige Haftung**

Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn er die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
- 12. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware**

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.
- 13. Eigentumsvorbehalt**

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen aushändigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung übereignen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.
- 14. Urheberrechtsschutz**

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.
- 15. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel**

Erfüllungsort für alle Leistungen von SORG ist der Sitz von SORG. Die Beziehungen zwischen SORG und dem Besteller unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Philippsburg bzw. Karlsruhe. Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: März 2011.  
SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG  
Benzstraße 3-5, -68794 Oberhausen-Rheinhausen  
fon +49 7254-9279.0, fax +49 7254-9279.10  
info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de