

# Muby abdu

Preise gültig bis 31.03.2012






## Hilfsmittelverzeichnis N° 18.50.03.1020 Grundpreis 1.839,- Euro

Faltbarer Kinder Aktiv-Rollstuhl aus Alu mit 6 cm Abduktion, Nennlast max. 50 kg, inkl. Antriebs- und Lenkräder, SitzFix, Rückenbespannung, Feststellbremse, Luft- oder pannensicherer Bereifung.

**Angebot**

**Bestellung**

<b>Kommission</b>	<b>Lieferadresse/Firmenstempel</b>	<b>Rechnungsadresse</b>
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)		<input type="checkbox"/> wie Lieferadresse
Vor- und Nachname	Sachbearbeiter	
Kostenträger	Datum/Unterschrift	

Rahmen-Maße				
Sitzbreite 10..	Sittiefe 11..	Rückenhöhe 12..	Unterschenkel (USL)	Sitzhöhe
<input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 	<input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27,5 <input type="checkbox"/> 30 	_____ cm Stärke des Sitzkissens _____ cm	Hinten: _____ cm Vorne: _____ cm siehe Tabelle Rückseite!



Farben		
Lack-Varianten	Farben leicht metallisiert	Spezial-Farben
<input type="checkbox"/> glänzend 0,- € <input type="checkbox"/> Lackvariante matt (nicht bei Spezial-Farben möglich!) N° 1561 MP 42,- €	<input type="checkbox"/> Zinkgelb (02) <input type="checkbox"/> Reinorange (21) <input type="checkbox"/> Pastellblau (20) <input type="checkbox"/> Verkehrsblau (08) <input type="checkbox"/> Cremeweiß (17) <input type="checkbox"/> Girly Pink (19)	<input type="checkbox"/> Chromgelb (06) <input type="checkbox"/> Karminrot (04) <input type="checkbox"/> Dunkelblau (16) <input type="checkbox"/> Dunkelgrün (15) <input type="checkbox"/> Tiefschwarz (10) <input type="checkbox"/> Perlkupfer (26)
		<b>starker Metallic-Effekt:</b> <input type="checkbox"/> Silbermetallic (36) <input type="checkbox"/> Anthrazitmetallic (22) <b>Oberfläche rau strukturiert:</b> <input type="checkbox"/> Schwarz rau (27)
		<b>Dormant Farben:</b> <input type="checkbox"/> Firered dormant (45) <input type="checkbox"/> Nightblue dormant (47) <input type="checkbox"/> Violett dormant (50) <input type="checkbox"/> Apple Green dormant (18)

Rahmen-Zubehör			
Sicherheitsrad	Stockhalter	Schiebehilfe	Rückenverlängerung
weschwenkbar Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig	Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig	<input type="checkbox"/> Outdoor-Vorbau, unterstützt und erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund, inkl. Aufbockhilfe	<input type="checkbox"/> Set für die Rückenrohre zur Verlängerung der Rückenhöhe um 5 cm
N° 7202 106,- €/St	N° 7100 46,- €/St	N° 5995 SB 354,- €	N° 626403 54,- €




Anbau von elektrischen Antrieben und Hilfssystemen			
Empfehlungen	AAT Systeme	Alber Systeme	Lenkradadapter
1. Für alle hier genannten elektrischen Antriebe empfehlen wir <b>Lenkräder</b> der Größe 6" oder größer 2. Bitte informieren Sie sich über die genauen <b>Anbauspezifikationen</b> auf den genannten Internetseiten der jeweiligen Hersteller	Folgende AAT-Systeme sind möglich: 1. max-e (elektrischer Zusatzantrieb) 2. v-max (Schiebe- und Bremschilfe) 3. s-max (Treppensteighilfe) <b>Informationen unter <a href="http://www.aat-online.de">www.aat-online.de</a></b>	Folgende Alber-Systeme sind möglich: 1. e-fix (elektrischer Zusatzantrieb) 2. e-motion (kraftverstärkender Zusatzantrieb) <b>Informationen unter <a href="http://www.alber.de">www.alber.de</a></b>	<input type="checkbox"/> <b>Adapter aus Metall</b> , erforderlich bei Anbau von elektrischen Antrieben! N° 270099 40,-€






Räder und Greifringe, Trommelbremse				
Räder	Räder (mit Trommelbremse)	Radgröße	Bereifung (ohne MP)	Bereifung (Mehrpreis)
<input type="checkbox"/> Standard-Rad	<input type="checkbox"/> Trommelbremse für Standard-Räder	Größe <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22"  Radsturz <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 7°	<b>luftbereift:</b> <input type="checkbox"/> Schwalbe „Right Run“ 1" (grau/schwarz) (..13) <input type="checkbox"/> Standardbereifung 1 3/8" (grau) (..21)	<b>luftbereift:</b> <input type="checkbox"/> Schwalbe „Right Run“ 1" (blau/schwarz) (..14) <input type="checkbox"/> Schwalbe „Right Run“ 1" (rot/schwarz) (..15) (nur in 22" und 24" möglich)
N° 21..00 <b>0,- €</b>	N° 22..00 <b>MP 310,- €</b>	<b>Greifringe</b>	N° 20.. <b>0,- €</b>	N° 20.. <b>MP 20,- €/P</b>
<input type="checkbox"/> Profil-Rad mit integriertem Greifring	<input type="checkbox"/> Trommelbremse für Profil-Räder	<b>Nur für Standard-Räder. Für Profil-Räder nicht erforderlich!!!</b> <b>Montage</b> <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/> hoch <input type="checkbox"/> standard (nicht bei 20") <b>Material</b> <input type="checkbox"/> Edelstahl (30..01) <input type="checkbox"/> Aluminium (30..02)	<b>pannensicher: nicht für Leichtlaufräder!</b> <input type="checkbox"/> Standardbereifung 1" (grau) (..11) <input type="checkbox"/> Standardbereifung 1 3/8" (grau) (..21)	<b>luftbereift:</b> <input type="checkbox"/> Schwalbe „Marathon Plus“, schwarz, mit pannensicherer Einlage 1" (nur in 22" und 24" möglich)
N° 21..40 <b>0,- €</b>	N° 22..40 <b>MP 310,- €</b>	<b>0,- €</b>	N° 23.. <b>0,- €</b>	N° 20..12 <b>MP 65,- €/P</b>

Spezial-Greifringe Greifringüberzüge			
Maxgrepp-Greifringe	Silikon	PVC	Ergoüberzug
<input type="checkbox"/> zum Antreiben mit dem Handballen (weich), <b>nur für Standard-Räder</b> 	abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon (weich), <input type="checkbox"/> für Standardrad (20-24) <input type="checkbox"/> für Profilräder (..02)	Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, ( <i>Tetra Grip</i> ) <input type="checkbox"/> <b>nur für Standardrad</b> (20-22")	<input type="checkbox"/> 13 mm breiter Ergo-Greifringüberzug <b>nur für Profil-Räder</b> 
N° 34.. <b>MP 333,- €/P</b>	N° 32.. <b>MP 140,- €/P</b>	N° 33.. <b>MP 298,- €/P</b>	N° 32..01 <b>MP 198,- €/P</b>

Speichenschützer			
Farbe	Dekor	über 250 Dekors von <a href="http://www.blueprince.de">www.blueprince.de</a>	
<input type="checkbox"/> transparent (..00)  N° 25.. <b>168,- €/P</b>  <input type="checkbox"/> blue (..53) <input type="checkbox"/> red (..52) <input type="checkbox"/> yellow (..51)	<input type="checkbox"/> Bubbles (..11) <input type="checkbox"/> Dragon (..07) <input type="checkbox"/> Afrika (..08) <input type="checkbox"/> FlowerPower (..12) <input type="checkbox"/> Manta (..06)	Die Preise für Blueprince-Speichenschützer sind <b>Netto-Preise und nicht rabattierfähig!!!</b> Bitte tragen Sie hier das gewünschte Modell von Blueprince ein.  Namenszug des Kindes _____	<input type="checkbox"/> <b>Speichenschutz von Blueprince</b> N° 25..25 <b>NP 199,- €/P</b>  <input type="checkbox"/> <b>Rückenfolie</b> für Muldenrücken von Blueprince <b>nur mit N° 6968..</b>
N° 25.. <b>178,- €/P</b>	N° 25.. <b>208,- €/P</b>		N° 2527 <b>NP 95,- €/St</b>

Lenkräder, Gabeln und Zubehör			
Lenkräder (Modelle siehe Rückseite)		Lenkrad-Gabeln und Zubehör	
<b>Vollgummi schwarz</b> <input type="checkbox"/> 4" (2835) (Alufelge) <input type="checkbox"/> 5" (2836) (Alufelge)  <b>Vollgummi, grau</b> <input type="checkbox"/> 4" (2804) <input type="checkbox"/> 5" (2809) <input type="checkbox"/> 5,5" (2806) <input type="checkbox"/> 6" (2811)	<b>PU grau</b> <input type="checkbox"/> 4" (2812) <input type="checkbox"/> 5" (2805) <input type="checkbox"/> 6" (2803)  <b>PU mit Leuchtdioden LED</b> <input type="checkbox"/> 4" (2820) <input type="checkbox"/> 5" (2834)  <b>luftbereift, grau</b> <input type="checkbox"/> 6" (2808)	<input type="checkbox"/> Alu-Gabel schwarz eloxiert   N° 2826 <b>0,- €</b>  <input type="checkbox"/> Alu-Gabel in Rahmenfarbe beschichtet   N° 2829 <b>49,- €/P</b>	<input type="checkbox"/> Kunststoff-Gabel, zum Schutz von Möbeln etc.   N° 2827 <b>0,- €</b>  <input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel mit Steckachse; <b>nicht möglich mit Outdoor-Vorbau, N° 2851, N° 2850</b>  N° 2721 <b>168,- €/P</b>
			<input type="checkbox"/> Wechselsatz für Lenkrad-Steckachse (inkl. Lenkrad und Gabel); <b>nicht möglich mit Outdoor-Vorbau</b> für Radgröße: _____  N° 2830 <b>230,- €/P</b>  <input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt; <b>nicht möglich bei N° 2721, N° 2830</b>  N° 2851 <b>149,- €/P</b>  <input type="checkbox"/> Verriegelung der Spurfixierung; <b>nicht möglich bei N° 2721, N° 2830</b>  N° 2850 <b>189,- €/P</b>

### Mulden-Rücken runde Form

Modell 1	Modell 2	Modell 3
		
gerade Oberkante, um 2 cm länger als der Rücken	gerade Oberkante, um 10 bzw. 20 cm länger als der Rücken	gewölbte Oberkante, um 5, 10, 15 cm länger als der Rücken



# Muby abdu

Abkürzungen



Stück - St  
 Paar - P  
 Netto-Preis - NP  
 Mehrpreis - MP  
 Sonderbau-Rabatt (30%) - SR

Sitzbreite - SB  
 Sitztiefe - ST  
 Rückenhöhe - RH  
 Unterschenklänge - USL  
 Nabe - NB









Sitz und Zubehör			Sitzformteil	
SitzFix	Sitz-Verlängerung	SitzFix	Sitzformteil	Bezug Stoff-N°
<input type="checkbox"/> aus Alu, steckbar 	<input type="checkbox"/> stufenlos um 4 cm 	<input type="checkbox"/> Verriegelung für SitzFix, beidseitig unter dem Sitz N° 192021 196,- €/P <input type="checkbox"/> ohne SitzFix N° 991901 abzügl. 34,- €	<input type="checkbox"/> anatomisch geformt, mit leichter Abduktion, Bezug, wechselbar N° 891002 SR 449,- € <input type="checkbox"/> Inkontinenz-Schutz für Sitzformteil N° 891002 N° 891004 112,- €	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 67 <b>Alle Muster unter www.sorgrollstuhltechnik.de</b> <b>Betex</b> <input type="checkbox"/> gelb <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> grün <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz
N° 1900 0,- €	N° 191102 188,- €			

Sitzkissen (alle Bezüge mit Reißverschluss, wechselbar)				
	Schaumstoffart	Stoff-Muster	Weitere Bezüge	Inkontinenz-Schutz
<input type="checkbox"/> kein Sitzkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	<input type="checkbox"/> Verbundschaum für festen Sitzkomfort <input type="checkbox"/> 3 cm (...03) <input type="checkbox"/> 5 cm (...05) N° 80.. 90,- € <input type="checkbox"/> Relax-Kissen für mittelweichen Sitzkomfort <input type="checkbox"/> 3 cm (...03) <input type="checkbox"/> 5 cm (...05) N° 81.. 125,- €	<b>Standard</b> <input type="checkbox"/> schwarz N° 8001 <b>Betex</b> <input type="checkbox"/> schwarz (20) <input type="checkbox"/> blau (21) <input type="checkbox"/> rot (22) <input type="checkbox"/> grau (23) <input type="checkbox"/> grün (24) <input type="checkbox"/> gelb (25) <input type="checkbox"/> orange (27)	Zusätzliche Bezüge für Kissen wie links konfiguriert <input type="checkbox"/> 1 Bezug (...01) <input type="checkbox"/> 2 Bezüge (...02) N° 82.. 72,- €/St	für Kissen wie links konfiguriert Kissenstärke: <input type="checkbox"/> 3 cm (...03) <input type="checkbox"/> 5 cm (...05) N° 86.. 70,- €

Rücken			Schiebegriffe	
Rückenwinkel	Bespannung	Rückenkissen	Schiebegriffe	Schiebestange
<input type="checkbox"/> durch Raster um 40° Achtung Kippgefahr! Ausziehbare Schiebegriffe, Sicherheitsrad und Stabi-Stange erforderlich! N° 6100 298,- €	anpassbare Bespannung, inkl. Betex-Kissen 2 cm, <input type="checkbox"/> gelb <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> grün <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz N° 6700.. 218,- €	<input type="checkbox"/> für Standardbespannung, Stärke 3 cm, mit Standardbezug schwarz, Reißverschluss und Klett N° 8514 95,- €	<b>höhenverstellbar</b> <input type="checkbox"/> 25 cm gekröpft (...06)  N° 6518 240,- €	wegklappbar <input type="checkbox"/> inkl. höhenverstellbaren Schiebegriffen, um 25 cm ausziehbar  N° 6550 360,- €
<input type="checkbox"/> Stabilisierungs-Stange für eine höhere Stabilität des Rückens, <b>bei N° 6860.. erforderlich</b> N° 6400 105,- €	Standard Bespannung <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> marine <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> schwarz N° 6710 0,- €			

Mulden-Rücken (runde Form, Modelle siehe links) Der Rücken wird an den Rückenrohren befestigt. Die Preise verstehen sich ohne Rückenkissen!				
Modell 1	Modell 2	Modell 3	Kissen	Rückenformteil
RH+2 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...15) <input type="checkbox"/> 30 mm (...30) <input type="checkbox"/> 50 mm (...50)	RH+10 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...15) <input type="checkbox"/> 30 mm (...30) <input type="checkbox"/> 50 mm (...50) N° 6963.. 379,- € RH+20 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...15) <input type="checkbox"/> 30 mm (...30) <input type="checkbox"/> 50 mm (...50)	RH+5 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...15) <input type="checkbox"/> 30 mm (...30) <input type="checkbox"/> 50 mm (...50) N° 6967.. 379,- € RH+10 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...15) <input type="checkbox"/> 30 mm (...30) <input type="checkbox"/> 50 mm (...50) N° 6965.. 379,- € RH+15 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...15) <input type="checkbox"/> 30 mm (...30) <input type="checkbox"/> 50 mm (...50) N° 6966.. 379,- €	für Muldenrücken, 3 cm dick, mit Reißverschluss, <b>Bezug Standard</b> <input type="checkbox"/> schwarz N° 8515 104,- € <b>Bezug Betex</b> <input type="checkbox"/> schwarz (20) <input type="checkbox"/> blau (21) <input type="checkbox"/> rot (22) <input type="checkbox"/> grau (23) <input type="checkbox"/> grün (24) <input type="checkbox"/> gelb (25) <input type="checkbox"/> orange (27) N° 8517 110,- € <input type="checkbox"/> kein Rückenkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	anatomisch geformt, inkl. Bezug, wechselbar. <b>Mulentiefe</b> <input type="checkbox"/> 3 cm (...04) <input type="checkbox"/> 5 cm (...06) <b>Bezug Stoff-N°</b> <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 67 Alle Muster unter www.sorgrollstuhltechnik.de <b>Bezug Betex</b> <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> grün <input type="checkbox"/> gelb <input type="checkbox"/> orange nicht möglich bei anpassbarem Rücken N° 6700 N° 8911.. SR 249,- €
N° 6961.. 299,- €	N° 6964.. 379,- €			

<b>Kopfstützen</b> Maßangeben in mm		
<b>Modell 1</b>	<b>Modell 3</b>	<b>Modell 5</b>
		
<b>Modell 2</b>	<b>Modell 4</b>	<b>Modell 6</b>
		
<b>muschelförmig</b>	<b>bogenförmig</b>	<b>4-Bügelform</b>



# Muby abdu



Abkürzungen


Stück - St  
 Paar - P  
 Netto-Preis - NP  
 Mehrpreis - MP  
 Sonderbau-Rabatt (30%) - SR





Sitzbreite - SB  
 Sitztiefe - ST  
 Rückenhöhe - RH  
 Unterschenklänge - USL  
 Nabe - NB



Beinstützen und Zubehör		alle Beinstützen höhen-, tiefen- und winkelverstellbar	
Beinstütze	Beinstütze	Verriegelung	Fersenhalter
<input type="checkbox"/> Anbau innen, durchgehend, seitlich hochklappbar 	<input type="checkbox"/> Anbau innen, durchgehend, steck- und verriegelbar inkl. Verriegelung 	<input type="checkbox"/> Verriegelung für Beinstütze N° 4023	Fersenhalter, schwarz, Selbstmontage <input type="checkbox"/> N° 1(..01) 7 x 11,5 cm <input type="checkbox"/> N° 2(..02) 9 x 12,5 cm <input type="checkbox"/> N° 3(..03) 10 x 15,5 cm
N° 4023 284,- €	N° 4037 370,- €	N° 4003 60,- €	N° 4020 46,- €/P

Seitenteile und Zubehör				
Alu-Seitenteil	Armpolster	Kleiderschutz-Seitenteil	Armpolster	Radschutz Kunststoff
<input type="checkbox"/> 15 cm hoch, 2 cm in der Höhe verstellbar, angeschraubt	<input type="checkbox"/> 16 cm lang, für N° 4511 (N° 6852 nicht möglich) 	<input type="checkbox"/> 18 cm hoch, 2 cm in der Höhe verstellbar, angeschraubt mit Kleider- bzw. Radschutz,	<input type="checkbox"/> 24 cm lang, für N° 5002 (N° 6852 nicht möglich) 	<input type="checkbox"/> klein, am Seitenteil verschraubt, schwarz N° 5202 165,- €/P <input type="checkbox"/> Radschutz Kunststoff klein, Selbstmontage schwarz N° 5203 135,- €/P
N° 4511 158,- €/P	N° 4504 108,- €/P	N° 5002 208,- €/P	N° 460006 108,- €/P	N° 5203 135,- €/P

Kniehebelbremsen			Bremshebelverlängerung	
Kniehebelbremse	Kniehebelbremse		Verlängerung	Verlängerung
<input type="checkbox"/> Standard N° 3525 <b>0,- €</b> <input type="checkbox"/> gebremst/ungebremst verriegelbar N° 3513 118,- €/P	<input type="checkbox"/> "pull to lock" ziehen um die Bremse zu schließen, Erleichtert das Umsetzen  N° 3529 49,- €/P	<input type="checkbox"/> <b>zusätzlich vom Begleiter feststellbar; nicht möglich in Verbindung mit Einhand-Bedienung (N° 3509..01/02)</b> N° 3524 258,- €/P <b>Einhandbedienung</b> Anbau <input type="checkbox"/> links (01) <input type="checkbox"/> rechts (02) N° 3509 286,- €/P	<input type="checkbox"/> 6 cm gerade mit Kappe N° 3510 38,- €/P <input type="checkbox"/> gerade, 6 cm <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf <input type="checkbox"/> mit Golfball N° 3512 54,- €/P	<input type="checkbox"/> 12 cm gekröpft mit Kappe N° 3515 48,- €/P <input type="checkbox"/> gekröpft, 12 cm <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf <input type="checkbox"/> mit Golfball N° 3516 64,- €/P

Kopfstützen	Abduktionskeile	Seitenpelotten		Beckengurt
mit Kugelgelenk, Stabilisierungsstange erforderlich <input type="checkbox"/> Modell 1,(..21) muschelförmig klein <input type="checkbox"/> Modell 2,(..22) muschelförmig groß <input type="checkbox"/> Modell 3,(..23) bogenförmig klein <input type="checkbox"/> Modell 4,(..24) bogenförmig groß <input type="checkbox"/> Modell 5,(..25) 4-Bügelform klein <input type="checkbox"/> Modell 6,(..26) 4-Bügelform groß Modelle siehe linke Seite N° 6860.. 265,- €	inkl. Halter und Polster <input type="checkbox"/> Größe S(..52) 94 x 65 x 90 mm (L x B x H) <input type="checkbox"/> Größe M(..53) 110 x 82 x 95 mm (L x B x H) <input type="checkbox"/> Größe L(..54) 125 x 90 x 100 mm (L x B x H) N° 19.. 186,- € <input type="checkbox"/> nur Halter (ohne Polster) N° 1951 135,- €	für Muldenrücken <input type="checkbox"/> inkl. Halter und Polster  N° 6851 216,- €/P <input type="checkbox"/> nur Halter (ohne Polster) N° 685101 122,- €/P	abklappbar <input type="checkbox"/> am Rückenrohr montiert, ab RH 30 cm, bis max 30 kg belastbar  N° 6852 310,- €/P <input type="checkbox"/> <b>Einhängetasche</b> , Nylon, schwarz; andere Farbe: N° 9800 84,- €	<input type="checkbox"/> mit Klettverschluss und Schloss, Bauchumfang: _____ cm  N° 7800 104,- € <input type="checkbox"/> Sicherheits- und Positionierungsgurt, Bodypoint mit Druck-Metallschloss und Montagesselchen  N° 7805 157,- €

Einhand-Hilfen			Sonderräder	
Doppelgreifring	Doppelgreifring	Greifring-Überzug	Leichtlauftrad	Greifreifenüberzug
inkl. transparentem Speichenschutz Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts N° 2614 875,- €	für Kombination mit Trommelbremse, inkl. transparentem Speichenschutz Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts N° 2615 1.029,- €	<input type="checkbox"/> für Doppelgreifring, beide Greifringe (innen und außen) mit PVC beschichtet, schwarz N° 262402 278,- €	<b>Gewichtersparnis ca. 0,8 kg pro Rad</b> Größe <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" N° 21..76 <b>MP</b> 150,- €/P	abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon (weich), <input type="checkbox"/> für Leichtlauftrad N° 32..05 <b>MP</b> 140,- €/P
<input type="checkbox"/> Greifring für die Gegenseite N° 261435 136,- €	abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon <input type="checkbox"/> für Innenring <input type="checkbox"/> für Außenring <input type="checkbox"/> für Gegenseite N° 32.. 140,- €/P	<input type="checkbox"/> Überzug für die Gegenseite PVC beschichtet, schwarz N° 262401 159,- €		

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### 1. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

### 2. Vertragsschluss

Sorg gibt Angebote nach dem *invitatio ad offerendum* Prinzip. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

### 3. Zahlungsbedingungen

Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung per Lastschrift einzug sofort nach Lieferung gegen Gewähr von 3% Skonto. Im Übrigen sind die Rechnungen zahlbar am Sitz von SORG innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum. Werden Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller. Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € fällig. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

### 4. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 30. März eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, müssen mit den neuen Preisen modifiziert werden. Bei Vorlage einer Bestätigung des Kostenträgers gewähren wir kulanterweise eine Verlängerung der Gültigkeit des alten Angebots bis maximal 30. Juni des Jahres. Danach erlischt das alte Angebot und wird bei Bedarf durch ein Neues ersetzt.

### 5. Lieferfristen und Verzug

Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder bei Abhollieferung die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Bei Überschreiten der vereinbarten Lieferfrist ist der Besteller auf jeden Fall gehalten, SORG eine mindestens 14-tägige Nachfrist zu setzen.

### 6. Höhere Gewalt

In Fällen höherer Gewalt (als solche gelten Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können) ruhen die Vertragspflichten der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten daraus entstandene Verzögerungen den Zeitraum von acht Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

### 7. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventuell vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden. Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

### 8. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

9. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen  
Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. § 433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

### 10. Mängelhaftung

SORG haftet für Mängel der gelieferten Ware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474, 13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung. Beanstandungen im Bezug auf Stückzahlen, Gewicht und Ausführung können nach Ablauf von 8 Tagen seit Lieferung der Sendung am Bestimmungsort nicht mehr geltend gemacht werden.

### 11. Sonstige Haftung

Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn er die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

### 12. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

### 13. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen aushändigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung übereignen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

### 14. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

### 15. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

Erfüllungsort für alle Leistungen von SORG ist der Sitz von SORG. Die Beziehungen zwischen SORG und dem Besteller unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Philippsburg bzw. Karlsruhe. Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: März 2011.  
SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG  
Benzstraße 3-5, -68794 Oberhausen-Rheinhausen  
fon +49 7254-9279.0, fax +49 7254-9279.10  
info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de