

Siro II

Preise gültig bis 31.03.2012

Abbildung mit geschlossenem Rahmen N° 594799



Siro II abdu
Hilfsmittelverzeichnis N° 26.99.01.3016
Grundpreis 2.069,- Euro

Siro II abdu mit 12" Rädern
Hilfsmittelverzeichnis N° 26.99.01.1024
Grundpreis 2.069,- Euro

Sitzschalen-Fahrgestell, Abduktion 10 cm, Nennlast max. 120 kg, inkl. Sitzkantelung von -5° bis +30°, Rücken von 90° bis 120° der Sitzschale anpassbar, nach vorne umlegbar. Sitztiefe nach hinten um 3,5 und 7 cm verlängerbar, Sitztragerahmen nach vorne verlängerbar (ab ST 44), ausziehbare Schiebegriffe, Trommelbremse vom Begleiter feststellbar, Luft- oder pannensichere Bereifung.

Angebot


Bestellung

Kommission	Lieferadresse/Firmenstempel	Rechnungsadresse
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)		<input type="checkbox"/> wie Lieferadresse
Vor- und Nachname	Sachbearbeiter	
Kostenträger	Datum/Unterschrift	

Rahmen-Maße <small>Ab Sitzbreite oder Sitztiefe 44 cm ist eine zweite Gasdruckfeder zum MP von 392,- € aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich!</small>				
Sitzbreite 10..	Sitztiefe 11..	Rückenhöhe 12..	Gasdruckfeder	Zusatzgasdruckfeder
<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 45 N° 610601 Rückenverstellung durch Gasdruckfeder erst ab RH 45cm	Montage Gasdruckfeder(n) <input type="checkbox"/> Gewicht abfangend (Standard) <input type="checkbox"/> Gewicht unterstützend	<input type="checkbox"/> ab SB oder ST 44 cm oder einem Benutzergewicht > 75 kg zwingend erforderlich! N° 190511 394,- € erst ab SB 40 möglich
<input type="checkbox"/> 48 MP 175,- €	<input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56 MP 175,- €	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 60 MP 175,- €		

Farben			
Lack-Varianten	Farben leicht metallisiert		Spezial-Farben
<input type="checkbox"/> glänzend 0,- € <input type="checkbox"/> Lackvariante matt (nicht bei Spezial-Farben möglich!) N° 1561 MP 42,- €	<input type="checkbox"/> Zinkgelb (02) <input type="checkbox"/> Reinorange (21) <input type="checkbox"/> Pastellblau (20) <input type="checkbox"/> Verkehrsblau (08) <input type="checkbox"/> Cremeweiß (17) <input type="checkbox"/> Girly Pink (19)	<input type="checkbox"/> Chromgelb (06) <input type="checkbox"/> Karminrot (04) <input type="checkbox"/> Dunkelblau (16) <input type="checkbox"/> Dunkelgrün (15) <input type="checkbox"/> Tiefschwarz (10) <input type="checkbox"/> Perlkupfer (26)	starker Metallic-Effekt: <input type="checkbox"/> Silbermetallic (36) <input type="checkbox"/> Anthrazitmetallic (22) Oberfläche rau strukturiert: <input type="checkbox"/> Schwarz rau (27) Dormant Farben: <input type="checkbox"/> Firered dormant (45) <input type="checkbox"/> Nightblue dormant (47) <input type="checkbox"/> Violett dormant (50) <input type="checkbox"/> Apple Green dormant (18)

Rahmen-Varianten und -Zubehör			
	Sicherheitsrad	TransitSicherheitsRad	Schiebehilfe
<input type="checkbox"/> Rahmen vorne geschlossen für mehr Stabilität. Achtung! Verringert die Abduktion um ca. 2 cm pro Seite	wegschwenkbar Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig N° 7200 106,- €/St Ankippbügel Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig	<input type="checkbox"/> Einheit aus Kippschutz und Transitrolle, beidseitig! N° 7400 nicht möglich	<input type="checkbox"/> Outdoor-Vorbau , unterstützt und erleichtert wesentlich das Schieben auf unebenem Untergrund, inkl. Aufbockhilfe
N° 594799 SR 320,- €	N° 7402 56,- €/St	N° 7207 SR 349,- €/P	N° 5995 SR 354,- €



Messen und Anpassen


Die Löcher in der Lochplatte verändern die Sitzhöhe um jeweils ± 25 mm.
Die Wahl der Lochreihe verändert die Sitzhöhe unwesentlich.

Alle Angaben sind OHNE Sitzschale gemessen!

Unsere Monteure richten sich bei Wahl einer kurzen oder langen Gabel jeweils nach Ihren Wunschmaßen.

Alle Maßangaben ± 5 %

Alu-Gabel Kombination	Sitzhöhe vorne in cm		Sitzhöhe hinten in cm		max. USL ohne Kissen
	min.	max.	min.	max.	
20" x 5,5"	43,0 KG/k	51,0 KG/l	40,0 LP1	47,5 LP4	38,0 cm
20" x 6"	43,5 KG/k	51,0 KG/l	40,0 LP1	47,5 LP4	37,5 cm
20" x 7"	47,5 KG/k	51,0 KG/l	44,5 LP3	47,5 LP4	35,0 cm
22" x 5,5"	43,0 KG/k	51,0 KG/l	41,5 LP1	49,0 LP4	38,0 cm
22" x 6"	43,5 KG/k	51,0 KG/l	42,0 LP1	49,0 LP4	37,5 cm
22" x 7"	47,5 KG/k	52,5 KG/l	44,5 LP2	49,0 LP4	36,0 cm
24" x 5,5"	44,5 KG/k	51,0 KG/l	44,5 LP1	49,0 LP3	38,0 cm
24" x 6"	45,0 KG/k	51,0 KG/l	44,5 LP1	49,0 LP3	37,5 cm
24" x 7"	47,5 KG/k	52,5 KG/l	44,5 LP1	51,5 LP4	36,0 cm
Kunststoff Kombination	Sitzhöhe vorne in cm		Sitzhöhe hinten in cm		max. USL ohne Kissen
min.	max.	min.	max.		
20" x 5,5"	44,0 AG/l	46,5 AG/l	40,0 LP1	44,5 LP3	34,0 cm
20" x 6"	45,5 AG/k	47,0 AG/l	42,5 LP2	45,0 LP3	33,0 cm
20" x 7"	48,0 AG/l	48,0 AG/l	44,5 LP3	47,0 LP4	32,0 cm
22" x 5,5"	44,0 AG/l	46,5 AG/l	42,0 LP1	44,5 LP2	34,0 cm
22" x 6"	45,5 AG/k	46,5 AG/l	42,0 LP1	47,0 LP3	33,0 cm
22" x 7"	48,0 AG/l	48,0 AG/l	44,5 LP1	47,0 LP3	32,0 cm
24" x 5,5"	46,0 AG/l	46,5 AG/l	44,5 LP1	44,5 LP1	34,0 cm
24" x 6"	45,5 AG/k	46,5 AG/l	44,5 LP1	47,0 LP2	33,0 cm
24" x 7"	48,0 AG/l	48,0 AG/l	44,5 LP1	47,0 LP2	29,0 cm



Abkürzungen:

KG = Kunststoffgabel, AG = Alugabel




l = lang, k = kurz


LP = Lochposition

Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E	Maß F
Gesamtbreite	Breite zwischen Räder/ Radschutz	Breite Sitztrage- rahmen	Sitzbreite = Rahmenbreite	Breite zwischen Rahmenrohre vorne	Länge Rahmen (ohne Fußplatte und Schiebe- griffe)
SB + 22 cm SB + 26 cm (bei TBR und bei 3° Sturz)	SB + 6 cm	SB - 9 cm	SB (cm)	SB + 4 cm	66 cm

Räder und Greifringe, Trommelbremse				
Räder	Radgröße	Bereifung (ohne MP)	Bereifung (Mehrpreis)	Greifringe
<input type="checkbox"/> Standard-Rad	Größe <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 12"x2 1/4" luftbereift <input type="checkbox"/> 12"x2 1/4" pannensicher Radsturz <input type="checkbox"/> 3°	luftbereift: <input type="checkbox"/> Schwalbe „Right Run“ 1" (grau/schwarz) (..13) <input type="checkbox"/> Standardbereifung 1 3/8" (grau) (..21)	luftbereift: <input type="checkbox"/> Schwalbe „Right Run“ 1" (blau/schwarz) (..14) <input type="checkbox"/> Schwalbe „Right Run“ 1" (rot/schwarz) (..15) (nur in 22" und 24" möglich)	Montage <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/> hoch <input type="checkbox"/> standard (nicht bei 20") Material Edelstahl (30..01)
N° 21..00 0,- €	Bei 12" Rädern ist keine Radstandsverlängerung möglich.	N° 20.. 0,- €	N° 20.. MP 20,- €/P	0,- €
<input type="checkbox"/> Trommelbremse für Standard-Räder	12" Räder sind immer standardbereift, weitere Spezifizierung nicht nötig.	pannensicher: nicht für Leichtlaufräder! <input type="checkbox"/> Standardbereifung 1" (grau) (..11) <input type="checkbox"/> Standardbereifung 1 3/8" (grau) (..21)	luftbereift: <input type="checkbox"/> Schwalbe „Marathon Plus“, schwarz, mit pannensicherer Einlage 1" (nur in 22" und 24" möglich)	<input type="checkbox"/> Greifringe ganz nah an die Felge montiert (verringert die Verletzungsgefahr der Finger)
N° 22..00 0,- €				
<input type="checkbox"/> Radschutz schwarz, groß				
N° 5201 175,- €/P	0,- €	N° 23.. 0,- €	N° 20..12 MP 65,- €/P	N° 3015 SR 120,- €/P





Speichenschützer Nicht für 12" Räder verfügbar!				
Farbe	Dekor	über 250 Dekors von www.blueprince.de		
<input type="checkbox"/> transparent (..00)	<input type="checkbox"/> Bubbles (..11) <input type="checkbox"/> Dragon (..07) <input type="checkbox"/> Afrika (..08) <input type="checkbox"/> FlowerPower (..12) <input type="checkbox"/> Manta (..06)	Die Preise für Blueprince-Speichenschützer sind Netto-Preise und nicht rabattierfähig!!! Bitte tragen Sie hier das gewünschte Modell von Blueprince ein. Namenszug des Kindes _____		<input type="checkbox"/> Speichenschutz von Blueprince
N° 25.. 168,- €/P				
<input type="checkbox"/> blue (..53) <input type="checkbox"/> red (..52) <input type="checkbox"/> yellow (..51)				
N° 25.. 178,- €/P	N° 25.. 208,- €/P			N° 25..25 NP 199,- €/P






Lenkräder, Gabeln und Zubehör		Bitte beachten Sie: Bei bestimmten Kombinationen von Lenkradgrößen und USL kann es vorkommen, dass wir die Lenkradadapter mit Distanzstücken an den Rahmen montieren.		
Lenkräder (Modelle siehe Rückseite)	Lenkrad-Gabeln und Zubehör			
Vollgummi schwarz <input type="checkbox"/> 5" (2836) (Alufelge)	PU grau <input type="checkbox"/> 5" (2805) <input type="checkbox"/> 6" (2803) PU mit Leuchtdioden LED <input type="checkbox"/> 5" (2834) luftbereift, grau <input type="checkbox"/> 6" (2808) <input type="checkbox"/> 7" (2807) <input type="checkbox"/> 8" (2819) N° 2827, Kunststoffgabel, bei 8" nicht möglich	<input type="checkbox"/> Alu-Gabel schwarz eloxiert 	<input type="checkbox"/> Kunststoff-Gabel, zum Schutz von Möbeln etc. 	<input type="checkbox"/> Wechselsatz für Lenkrad-Steckachse (inkl. Lenkrad und Gabel); <i>nicht möglich mit Outdoor-Vorbau für Radgröße: _____</i>
		N° 2826 0,- €	N° 2827 0,- €	N° 2830 230,- €/P
Vollgummi, grau <input type="checkbox"/> 4" (2804) <input type="checkbox"/> 5" (2809) <input type="checkbox"/> 5,5" (2806) <input type="checkbox"/> 6" (2811) <input type="checkbox"/> 7" (2813)		<input type="checkbox"/> Alu-Gabel in Rahmenfarbe beschichtet 	<input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel mit Steckachse; <i>nicht möglich mit Outdoor-Vorbau, N° 2851, N° 2850</i>	<input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt; <i>nicht möglich bei N° 2721, N° 2830</i>
		N° 2829 49,- €/P	N° 2721 168,- €/P	N° 2851 149,- €/P
0,- €	0,- €			<input type="checkbox"/> Verriegelung der Spurfixierung; <i>nicht möglich bei N° 2721, N° 2830</i>
				N° 2850 189,- €/P



Rücken und Sitzaufnahme		
Sitz und Adapter	Rückenwinkel	
<input checked="" type="checkbox"/> Sitz-Rücken-Einheit winkelverstellbar und ausziehbar, um 40° nach hinten kanelbar	<input checked="" type="checkbox"/> Rücken nach vorne umlegbar und durch Raster von 80°-120° im Winkel verstellbar	<input type="checkbox"/> Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar durch Gasdruckfeder von 90°-127° und nach vorne umklappbar
N° 1922 0,- €	Achtung Kippgefahr! Sicherheitsrad erforderlich!	erst ab Rückenhöhe 45 cm möglich Achtung Kippgefahr! Sicherheitsrad erforderlich!
Universaladapter zweiteilig <input type="checkbox"/> Größe II 		
N° 1905 258,- €	N° 6002 0,- €	N° 610601 454,- €







Montage Greifringe		Bei Standardrädern bitte unbedingt die gewünschte Montageart angeben!			
Art	Standard eng	Standard weit	Hoch eng	Hoch weit	
	13 mm	23 mm	13 mm	23 mm	

Größe, Art	5" Vollgummi schwarz (125 mm)	5" PU (125 mm)	5" Skater mit LED (125 mm)	5" Vollgummi breit (125 mm)
Gewicht Felge Bestell-N°	307 g Aluminium, NB 26 mm 2836	203 g Kunststoff, NB 34 mm 2805	233 g Kunststoff, NB 25 mm 2834	435 g Kunststoff, NB 44 mm 2809
Größe, Art	5,5" Vollgummi grau (140 mm)	6" Vollgummi grau (150 mm)	6" PU (150 mm)	6" luftbereift (150 mm)
Gewicht Felge Bestell-N°	539 g Kunststoff, NB 46 mm 2806	484 g Kunststoff, NB 36 mm 2811	261 g Kunststoff, NB 34 mm 2803	278 g Kunststoff, NB 36 mm 2808
Größe, Art	7" Vollgummi grau (175 mm)	7" luftbereift (175 mm)		
Gewicht Felge Bestell-N°	666 g Kunststoff, NB 46 mm 2813	490 g Kunststoff, NB 59 mm 2807		

Rücken			Schiebehilfen	
Armauflage	Armauflage	Kindersicherung	Schiebebügelgriff	Schiebegriffe
<input type="checkbox"/> hochklappbar und abnehmbar 	<input type="checkbox"/> höhenverstellbar, Anbau an Sitzschale 	<input type="checkbox"/> Kindersicherung am Auslösehebel der Sitzwinkelverstellung. Bei aktiven Kindern sehr empfehlenswert N° 1940 59,- € <input type="checkbox"/> Sitzschalenverriegelung mittig am Rücken	<input type="checkbox"/> ausziehbar um 20 cm, 307° winkelverstellbar mit Sternengelenken 	<input type="checkbox"/> ausziehbar um 10 cm 
N° 4530 239,- €/P	N° 4539.. 175,- €/P	N° 1910 189,- €	N° 653101 89,- €	N° 650699 0,- €

Beinstützen und Zubehör <small>alle Beinstützen höhen-, tiefen- und winkelverstellbar</small>				
Beinstütze	Beinstütze	Beinstütze	Spastikerbeinstütze	Spastikerbeinstütze
<input type="checkbox"/> durchgehend, nach hinten hochklappbar 	<input type="checkbox"/> Wie N° 4008, durchgehend, im 5-Loch-Raster hochschwenkbar, mit Längenausgleich (ab USL 25cm) 	<input type="checkbox"/> wie N° 4013, geteilt, im 5-Loch-Raster hochschwenkbar mit Längenausgleich (ab USL 25 cm) 	<input type="checkbox"/> Federung für horizontale und vertikale Bewegungen 	<input type="checkbox"/> Federung für horizontale und vertikale Bewegungen, nach hinten und vorne hochschwenkbar, <i>nicht möglich in Verbindung mit Wadenauflage (N° 403106)</i> 
N° 4008 280,- €	N° 4013 414,- €	N° 4014 499,- €	N° 4052 SR 699,- €	N° 4053 SR 769,- €
<input type="checkbox"/> universal Beinstützenaufnahme für 15 x 15 mm Vierkantrohr. Nicht für Sorg Beinstützen geeignet. N° 4006 110,- €	Verriegelung bei 90° für Beinstütze: <input type="checkbox"/> N° 4008 (..09) <input type="checkbox"/> N° 4013 (..0901) N° 40.. 60,- €		Fersenhalter schwarz, zur Selbstmontage <input type="checkbox"/> N° 1 (..01) 7 x 11,5 cm <input type="checkbox"/> N° 2 (..02) 9 x 12,5 cm <input type="checkbox"/> N° 3 (..03) 10 x 15,5 cm N° 4020 46,- €/P	Wadenauflage für Beinstütze 4013/14, Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links und rechts <i>möglich ab USL 25 cm, nicht möglich mit Spastikerbeinstütze (N° 4053)</i> N° 403106 100,- €/St



Kniehebelbremsen			Bremshebelverlängerung	
Kniehebelbremse	Kniehebelbremse	Rückroll-Sperre	Verlängerung	Verlängerung
<input type="checkbox"/> Standard 	<input type="checkbox"/> zusätzlich vom Begleiter feststellbar ; <i>nicht möglich in Verbindung mit Einhand-Bedienung (N° 3509..01/02)</i> N° 3524 258,- €/P	<input type="checkbox"/> verhindert automatisch das Zurückrollen an Steigungen, ohne die Vorwärtsfahrt zu beeinträchtigen N° 3526 SR 298,- €/P	<input type="checkbox"/> 6 cm gerade mit Kappe N° 3510 38,- €/P	<input type="checkbox"/> 12 cm gekröpft mit Kappe N° 3515 48,- €/P
<input type="checkbox"/> gebremst/ungebremst verriegelbar N° 3513 118,- €/P	<input type="checkbox"/> "pull to lock" ziehen um die Bremse zu schließen  N° 3529 49,- €/P	<input type="checkbox"/> Kniehebelbremse mit Einhand-Bedienung Montage <input type="checkbox"/> links (..01) <input type="checkbox"/> rechts (..02) N° 3509.. 286,- €/P	gerade, 6 cm <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf <input type="checkbox"/> mit Golfball N° 3512 54,- €/P	gekröpft, 12 cm <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf <input type="checkbox"/> mit Golfball N° 3516 64,- €/P



Kopfstützen Maßangeben in mm		
Modell 1	Modell 3	Modell 5
		
Modell 2	Modell 4	Modell 6
		
muschelförmig	bogenförmig	4-Bügelform

SONDEROPTIONEN

Was sonst noch möglich ist...

Anbau von elektrischen Antrieben und Hilfssystemen			
Empfehlungen	AAT Systeme	Alber Systeme	Lenkradadapter
1. Für alle hier genannten elektrischen Antriebe empfehlen wir Lenkräder der Größe 6" oder größer 2. Bitte informieren Sie sich über die genauen Anbauspezifikationen auf den genannten Internetseiten der jeweiligen Hersteller	Folgende AAT-Systeme sind möglich: 1. <i>max-e</i> (elektrischer Zusatzantrieb) 2. <i>v-max</i> (Schiebe- und Bremshilfe) 3. <i>s-max</i> (Treppensteighilfe) Informationen unter www.aat-online.de	Folgende Alber-Systeme sind möglich: 1. <i>scalamobil</i> (Treppensteighilfe) 2. <i>viamobil</i> (Schiebe- und Bremshilfe) 3. <i>viamobil eco</i> (Schiebe- und Bremshilfe) 4. <i>e-fix</i> (elektrischer Zusatzantrieb) 5. <i>e-motion</i> (kraftverstärkender Zusatzantrieb) Informationen unter www.alber.de	<input type="checkbox"/> Adapter aus Metall , erforderlich bei Anbau von elektrischen Antrieben! N° 270099 40,-€ Gurtsysteme: <i>Kraftknoten</i> anbau nach DIN 75078-2 möglich. Wir beraten Sie gerne: Tel.: 49-7254-9279.0

Kopfstützen	Sonstiges	
mit Kugelgelenk	Einhängetasche	Beckengurt
<input type="checkbox"/> Modell 1, (...21) muschelförmig klein <input type="checkbox"/> Modell 2, (...22) muschelförmig groß <input type="checkbox"/> Modell 3, (...23) bogenförmig klein <input type="checkbox"/> Modell 4, (...24) bogenförmig groß <input type="checkbox"/> Modell 5, (...25) 4-Bügelform klein <input type="checkbox"/> Modell 6, (...26) 4-Bügelform groß Modelle siehe linke Seite	<input type="checkbox"/> Einhängetasche, Nylon, schwarz, andere Farbe: _____	<input type="checkbox"/> mit Klettverschluss und Schloss, Bauchumfang: _____ cm  N° 7800 104,- € <input type="checkbox"/> Sicherheits- und Positionierungsgurt, <i>Bodypoint</i> mit Druck-Metallschloss und Montageschellen 
N° 6860.. 265,- €	N° 9800 84,- €	N° 7805 157,- €

Räder-Aufhängung	Radstand		Spezialgreifringe
Sitzfederung	Verlängerung	Verstärkung	Noppengreifring
<input type="checkbox"/> BESY, Bandscheiben-Entlastungs-System Benutzergewicht: _____ kg 	<input type="checkbox"/> Verlängerung des Radstands um 10 cm 	<input type="checkbox"/> verstärkte Lochplatte z.B. bei elektrischen Antrieben oder starker Belastung	<input type="checkbox"/> mit 8 Noppen, Edelstahl, nur für Standard-Räder <input type="checkbox"/> mehr Noppen auf Anfrage gewünschte Anzahl: _____
N° 2690 389,- €	N° 7600 148,- €/P	N° 2350 96,- €/P	N° 31.. MP 210,- €/P

Therapeutische <small>Weitere Optionen siehe Bestellblatt „Zubehör“</small>		
Montage	Plexiglas	Buchenschichtholz
<input type="checkbox"/> Variante 1 , N° 9204.. seitlich wegklappbar, Höhe und Distanz variabel, Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> Variante 2 , N° 9207.. Höhe und Distanz variabel, wird beidseitig unter die Armpolster gesteckt.	<input type="checkbox"/> Größe 1 Maße 45 x 36 cm N° ..10 310,- € <input type="checkbox"/> Größe 2 Maße 59 x 45 cm N° ..11 330,- € <input type="checkbox"/> Größe 3 Maße 70 x 50 cm N° ..12 350,- €	<input type="checkbox"/> Größe 1, Maße 40 x 50 cm N° ..13 335,- € <input type="checkbox"/> Größe 2, Maße 50 x 60 cm N° ..14 375,- €

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- 1. Preise**

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.
 - 2. Vertragsschluss**

Sorg gibt Angebote nach dem *invitatio ad offerendum* Prinzip. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
 - 3. Zahlungsbedingungen**

Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung per Lastschriftinzug sofort nach Lieferung gegen Gewähr von 3% Skonto. Im Übrigen sind die Rechnungen zahlbar am Sitz von SORG innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum.
Werden Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller. Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € fällig. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens ist durch entsprechenden Nachweis möglich.
 - 4. Angebote und Gültigkeit**

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 30. März eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, müssen mit den neuen Preisen modifiziert werden. Bei Vorlage einer Bestätigung des Kostenträgers gewähren wir kulanterweise eine Verlängerung der Gültigkeit des alten Angebots bis maximal 30. Juni des Jahres. Danach erlischt das alte Angebot und wird bei Bedarf durch ein Neues ersetzt.
 - 5. Lieferfristen und Verzug**

Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder bei Abhollieferung die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Bei Überschreiten der vereinbarten Lieferfrist ist der Besteller auf jeden Fall gehalten, SORG eine mindestens 14-tägige Nachfrist zu setzen.
 - 6. Höhere Gewalt**

In Fällen höherer Gewalt (als solche gelten Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können) ruhen die Vertragspflichten der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten daraus entstandene Verzögerungen den Zeitraum von acht Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.
 - 7. Versand**

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventuell vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden.
Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.
 - 8. Lieferschäden**

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.
 - 9. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen**

Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. § 433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.
 - 10. Mängelhaftung**

SORG haftet für Mängel der gelieferten Ware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474, 13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung. Beanstandungen im Bezug auf Stückzahlen, Gewicht und Ausführung können nach Ablauf von 8 Tagen seit Lieferung der Sendung am Bestimmungsort nicht mehr geltend gemacht werden.
 - 11. Sonstige Haftung**

Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn er die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
 - 12. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware**

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.
 - 13. Eigentumsvorbehalt**

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen aushändigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung übereignen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.
 - 14. Urheberrechtsschutz**

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.
 - 15. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel**

Erfüllungsort für alle Leistungen von SORG ist der Sitz von SORG. Die Beziehungen zwischen SORG und dem Besteller unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Philippsburg bzw. Karlsruhe. Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.
- Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: März 2011.
SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG
Benzstraße 3-5, -68794 Oberhausen-Rheinhausen
fon +49 7254-9279.0, fax +49 7254-9279.10
info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de