



ThevoTilty



**Der Bewegungssitz von Thevo
ist erstmalig mit dem Rollstuhluntergestell
von Sorg kombiniert**

Eine starke Partnerschaft



ThevoTilty

Thevo - Der Bewegungssitz für Kinder: Stabilität *UND* Bewegung zugleich.
Jetzt auch mit dem Tilty ist ein Rollstuhluntergestell.



Thevo - Der Bewegungssitz

Endlich können Kinder stabil und bewegt sitzen.

- ✓ sehr flexible Einstellungsmöglichkeiten
- ✓ mitwachsend
- ✓ vielseitig einsetzbar
- ✓ atmungsaktiver Polster
- ✓ umfassendes Zubehör


Weitere Informationen unter www.thomashilfen.de



Tilty - Das Rollstuhluntergestell

- ✓ Fahrgestell für den Innen- und Außenbereich
- ✓ kantelbar bis 30°
- ✓ Trommelbremsen für mehr Sicherheit
- ✓ kleines Transportmaß

Weitere Informationen unter www.sorgrollstuhltechnik.de



Wichtige Maße auf einem Blick:

Gesamtbreite (Gr. 1 / Gr. 2)	54 cm / 58 cm
Gesamtlänge	98 cm
Sitzhöhe (bis Oberkante Sitzpolster Thevo Bewegungssitz)	56 cm
Gesamthöhe Gr. 2 (inkl. Kopfstütze)	120 cm
Gesamthöhe Gr. 1 (Schiebegriffhöhe min./ max.)	92,5 cm / 115 cm
Höhe Rollstuhl mit eingeklappten Schiebegriff	61 cm
Gewicht (ohne Sitzeinheit)	ca. 18 - 20 kg